

Ballonkatheter zur Steinextraktion

Einmalgebrauch



3-Stufen Ballonkatheter zur Steinextraktion

Flexible Durchmesser-Auswahl von 9–16 mm
in einem Ballon

Multi-Stage-Ballonkatheter – Einmalgebrauch



3-Stufen Ballonkatheter – Latex

Kompatibel mit Führungsdraht .035", inklusive 3 Spritzen für maximales Füllvolumen

| Katalog-Nr. | Lumen | Außendurchmesser Katheter (French) | Ballondurchmesser entleert (mm) | Ballondurchmesser befüllt (mm) | Volumen Luft (ml) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 134010PRO | 2-lumig | 7 | 2,6 | 9-13-16 | 1,5-2,5-5,0 | 200 | 2,8 |
| 134030PRO | 3-lumig | 7 | 2,6 | 9-13-16 | 1,5-2,5-5,0 | 200 | 2,8 |




3-Stufen Ballonkatheter – latexfrei

Kompatibel mit Führungsdraht .035", inklusive 3 Spritzen für maximales Füllvolumen

| Katalog-Nr. | Lumen | Außendurchmesser Katheter (French) | Ballondurchmesser entleert (mm) | Ballondurchmesser befüllt (mm) | Volumen Luft (ml) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|----------------|---------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| N135010PRO | 2-lumig | 7 | 2,6 | 9-13-16 | 1,5-2,5-5,0 | 200 | 2,8 |
| N135030PRO | 3-lumig | 7 | 2,6 | 9-13-16 | 1,5-2,5-5,0 | 200 | 2,8 |
| N135030PRO-250 | 3-lumig | 7 | 2,6 | 9-13-16 | 1,5-2,5-5,0 | 250 | 2,8 |



Single-Stage-Ballonkatheter – Einmalgebrauch



1-Stufen Ballonkatheter – 2-lumig, Latex

Inklusive Spritze für maximales Füllvolumen

| Katalog-Nr. | Kompatibel mit Führungsdraht (inch) | Außendurchmesser Katheter (French) | Ballondurchmesser entleert (mm) | Ballondurchmesser befüllt (mm) | Volumen Luft (ml) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 134000 | .025 | 5 | 1,9 | 9 | 1,5 | 200 | 2,4 |
| 134005 | .025 | 5 | 1,9 | 12 | 2,5 | 200 | 2,4 |
| 134010 | .035 | 7 | 2,6 | 14 | 2,5 | 200 | 2,8 |
| 134011 | .035 | 5–7 | 1,9 | 14 | 2,5 | 200 | 2,8 |
| 134020 | .035 | 7 | 2,6 | 18 | 5,0 | 200 | 2,8 |




1-Stufen Balloonkatheter – 2-lumig, latexfrei

Inklusive Spritze für maximales Füllvolumen

| Katalog-Nr. | Kompatibel mit Führungsdraht (inch) | Außendurchmesser Katheter (French) | Ballondurchmesser entleert (mm) | Ballondurchmesser befüllt (mm) | Volumen Luft (ml) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| N135010-260 | .035 | 7 | 2,6 | 14 | 2,8 | 260 | 2,8 |





1-Stufen Ballonkatheter – 3-lumig, Latex

Inklusive Spritze für maximales Füllvolumen

| Katalog-Nr. | Kompatibel mit Führungsdraht (inch) | Außendurchmesser Katheter (French) | Ballondurchmesser entleert (mm) | Ballondurchmesser befüllt (mm) | Volumen Luft (ml) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 134030 | .035 | 7 | 2,6 | 16 | 5,0 | 200 | 2,8 |
| 134031 | .035 | 7 | 2,6 | 14 | 4,0 | 200 | 2,8 |
| 134032 | .035 | 7 | 2,6 | 12 | 2,4 | 200 | 2,8 |
| 134033 | .035 | 7 | 2,6 | 9 | 1,7 | 200 | 2,8 |



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
 Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
 E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de