

Cysto-Gastro-Sets

Einmalgebrauch



Für ultraschallgeführte Endoskopien

Transgastrale und transduodenale Punktion
von Pankreas-Pseudozysten

Zystotom in 6 French Ausführung

Konzipiert für Arbeitskanäle mit kleinerem Durchmesser

„2 in 1“ – Sets in 8,5 und 10 French inkl. Zystotom & Punktionskanüle

Zur Vorbereitung der Platzierung von Drainage-Stents

Cysto-Gastro-Sets – Einmalgebrauch



Cysto-Gastro-Set^{*,**}

Innentubus mit Punktionsnadel, Außentubus mit Diathermie-Kopf

Katalog-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge (cm)	Durchmesser Tubus (French)	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)
E30008341	2 HF-Konnektoren	180	8,5	.025
E30010340	2 HF-Konnektoren	180	10	.035



Cysto-Gastro-Set/Zystotom^{**,***}

Mit Diathermie-Kopf

Katalog-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge (cm)	Durchmesser Tubus (French)	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)
E30006345	1 HF-Konnektoren	180	6	.035

* Set in 10 und 8,5 French

Nach dem initialen Zugang mit Hilfe der implementierten Punktionsnadel kann der Einschnitt unter Vorschieben des Außentubus mit dem distalen Ringmesser erweitert werden. Ausstattung mit 2 HF-Konnektoren, jeweils für Punktionsnadel und Ringmesser.

** Drainage

Nach der Punktion der Pseudozyste können entsprechende Stents über einen Führungsdraht zur Drainage in Magen bzw. Duodenum gelegt werden.

*** Zystotom in 6 French

Speziell für den Einsatz in kleineren Arbeitskanälen konzipiert. Besteht aus Außentubus mit Ringmesser und Zugang für .035-inch-Führungsdraht. Zugang zur transgastralen oder transduodenalen Wand direkt über den Führungsdraht.

LEF-CGS-SU-00-DE / LL-0378 Vers. 1.0 (10/2020)



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de