

Koloskopiezubehör

Einmalgebrauch



Polyp Trap™ Polypenfalle

Vier Kammern zur Bergung von Polypen und Gewebeproben

Einfache Verbindung mit dem Endoskop und Aspirationsgerät

Koloskopie-Hose

Universalgröße

Kolondekompressions-Katheter

Röntgendichter Katheter mit sechs Seitenöffnungen

Zur effizienten Dekompression von toxischen Megakolon und Pseudo-Obstruktionen

Koloskopiezubehör – Einmalgebrauch



Polyp Trap™ Polypenfalle

Zur Bergung von Gewebeproben und Polypen nach der Entfernung; für den Transport sicher verschließbar; Laboretiketten in jeder Verpackungseinheit.

Katalog Nr.	Beschreibung
100132	Vier transparente, sichtbar markierte Kammern und vier offene Bereiche zum direkten Absaugen. Vormontierte hochflexible Verbindungsschläuche für eine schnelle und einfache Installation.



Koloskopie-Hose

Zum Schutz der Intimität des Patienten

Katalog Nr.	Beschreibung
GAC-40-01-000	Bakterien zurückhaltend, wasserabweisend und luftdurchlässig; Universalgröße mit rückwärtiger Öffnung zum Schutz der Intimsphäre des Patienten



L-GAC-SU-00-DE / LL-0411 Vers. 1.0 (01/2021)



Kolondekompressions-Katheter

Trichter-Konnektor; röntgendichter Tubus

Katalog Nr.	Beschreibung	Katheter Durchmesser (French)	Gesamtlänge (cm)	Kompatibel mit Führungsdraht
95016175	Röntgendichter Tubus mit 6 Seitenöffnungen	16	175	.035" – .089"
95018175	Röntgendichter Tubus mit 6 Seitenöffnungen	18	175	.035" – .089"



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de