

Multi-Band-Ligator

für Ösophagusvarizen –
Einmalgebrauch – unsteril



Anwenderfreundliche Montage

Ligatormontage ohne zusätzlichen Adapter auf
Endoskopen

Schnelle Bedienung des Abwurfmechanismus

Unterstützt den Bandabwurf in Akutsituationen

Farbiges Band

Weist auf vorletztes Band hin

Multi-Band-Ligator – Einmalgebrauch



Multi-Band Ligator Ösophagus

Vorgeladen mit 5 Bändern (Latex); zusätzlicher Luer Lock-Ansatz

Katalog Nr.	Verwendbar für Endoskope mit Außendurchmesser (mm)	Anzahl Bänder	Band-Innen- durchmesser in freigesetzter Position (mm)	Länge des Einführkatheters (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GBL-01-05-001	8,5–11,5	5	1,9	150	2,8

L-GBL-SJU-00-DE / LL-0241 Vers. 2.0 (01/2021)



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de