

Gallengang- und Pseudozysten-Drainagestents

Einmalgebrauch

L-GBS-SU-00-DE / LL-0042 Vers. 7.0 (01/2021)



Ausbalancierte Wandstärke

Maximales Lumen bei guter Formstabilität und Knickresistenz

Verjüngte und abgerundete Enden

Atraumatische Anwendung

Vormontierte Stent-Einführungs-Sets

Komfortable und zeitsparende Positionierung von Gallengang-Stents

Pseudo-Zysten Doppel-Pigtail-Stents mit spezifischen Markern

Platzierung unter endosonographischem Ultraschall




Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

Gallengang Stent-Sets – Einmalgebrauch

Die Set-Komponenten orientieren sich am Stent-Durchmesser und -Design:

	Stent-Durchmesser bis zu 7,0 French	Gerade Stents mit einem Durchmesser > 7,0 French	Alle Doppel-Pigtail Stents
Stent	✓	✓	✓
Führungskatheter		✓	
Positionierer	✓	✓	✓



Gallengang Stent-Set – gerade

Mit einem Loch (Typ „Amsterdam“); kompatibel mit Führungsdraht .035“ (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Führungskatheter		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)	Größe (French)	Länge (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-01-07-005S	7,0	5	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-01-07-007S	7,0	7	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-01-07-009S	7,0	9	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-01-07-012S	7,0	12	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-01-07-015S	7,0	15	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-01-08-005S	8,5	5	5,0	320	8,5	160
GBS-01-08-007S	8,5	7	5,0	320	8,5	160
GBS-01-08-009S	8,5	9	5,0	320	8,5	160
GBS-01-08-012S	8,5	12	5,0	320	8,5	160
GBS-01-08-015S	8,5	15	5,0	320	8,5	160
GBS-01-10-005S	10,0	5	6,0	320	10,0	160
GBS-01-10-007S	10,0	7	6,0	320	10,0	160
GBS-01-10-009S	10,0	9	6,0	320	10,0	160
GBS-01-10-012S	10,0	12	6,0	320	10,0	160
GBS-01-10-015S	10,0	15	6,0	320	10,0	160
GBS-01-11-005S	11,5	5	6,0	320	11,5	160
GBS-01-11-007S	11,5	7	6,0	320	11,5	160
GBS-01-11-009S	11,5	9	6,0	320	11,5	160
GBS-01-11-012S	11,5	12	6,0	320	11,5	160
GBS-01-11-015S	11,5	15	6,0	320	11,5	160

Gallengang Stent-Sets – Einmalgebrauch


Gallengang Stent-Set – gerade

Mit zwei Seitenlöchern; kompatibel mit Führungsdraht .035“ (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Führungskatheter		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)	Größe (French)	Länge (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-02-07-004S	7,0	4	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-02-07-006S	7,0	6	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-02-07-008S	7,0	8	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-02-07-011S	7,0	11	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-02-07-016S	7,0	16	n. a.	n. a.	7,0	220
GBS-02-08-004S	8,5	4	5,0	320	8,5	160
GBS-02-08-006S	8,5	6	5,0	320	8,5	160
GBS-02-08-008S	8,5	8	5,0	320	8,5	160
GBS-02-08-011S	8,5	11	5,0	320	8,5	160
GBS-02-08-016S	8,5	16	5,0	320	8,5	160
GBS-02-10-004S	10,0	4	6,0	320	10,0	160
GBS-02-10-006S	10,0	6	6,0	320	10,0	160
GBS-02-10-008S	10,0	8	6,0	320	10,0	160
GBS-02-10-011S	10,0	11	6,0	320	10,0	160
GBS-02-10-016S	10,0	16	6,0	320	10,0	160
GBS-02-11-004S	11,5	4	6,0	320	11,5	160
GBS-02-11-006S	11,5	6	6,0	320	11,5	160
GBS-02-11-008S	11,5	8	6,0	320	11,5	160
GBS-02-11-011S	11,5	11	6,0	320	11,5	160
GBS-02-11-016S	11,5	16	6,0	320	11,5	160

Gallengang Stent-Sets – Einmalgebrauch


Gallengang Stent-Sets – Einmalgebrauch



Gallengang Stent-Set – Doppel-Pigtail

Mit Positionsmarkierung; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-07-05-004S	5,0	4	5,0	220
GBS-07-05-006S	5,0	6	5,0	220
GBS-07-05-008S	5,0	8	5,0	220
GBS-07-05-009S	5,0	9	5,0	220
GBS-07-05-010S	5,0	10	5,0	220
GBS-07-05-012S	5,0	12	5,0	220
GBS-07-07-003S	7,0	3	7,0	220
GBS-07-07-004S	7,0	4	7,0	220
GBS-07-07-005S	7,0	5	7,0	220
GBS-07-07-006S	7,0	6	7,0	220
GBS-07-07-007S	7,0	7	7,0	220
GBS-07-07-008S	7,0	8	7,0	220
GBS-07-07-009S	7,0	9	7,0	220
GBS-07-07-010S	7,0	10	7,0	220
GBS-07-07-012S	7,0	12	7,0	220




Gallengang Stent-Set – Doppel-Pigtail

Mit Positionsmarkierung; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-07-08-003S	8,5	3	8,5	220
GBS-07-08-004S	8,5	4	8,5	220
GBS-07-08-005S	8,5	5	8,5	220
GBS-07-08-006S	8,5	6	8,5	220
GBS-07-08-007S	8,5	7	8,5	220
GBS-07-08-008S	8,5	8	8,5	220
GBS-07-08-009S	8,5	9	8,5	220
GBS-07-08-010S	8,5	10	8,5	220
GBS-07-08-012S	8,5	12	8,5	220
GBS-07-10-003S	10,0	3	10,0	220
GBS-07-10-004S	10,0	4	10,0	220
GBS-07-10-005S	10,0	5	10,0	220
GBS-07-10-006S	10,0	6	10,0	220
GBS-07-10-007S	10,0	7	10,0	220
GBS-07-10-008S	10,0	8	10,0	220
GBS-07-10-009S	10,0	9	10,0	220
GBS-07-10-010S	10,0	10	10,0	220
GBS-07-10-012S	10,0	12	10,0	220

Gallengang Stent-Sets – Einmalgebrauch


Gallengang Stent-Sets – Einmalgebrauch



Gallengang Stent-Set – Doppel-Pigtail

Mit Positionsmarkierung; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)


Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-17-07-004S	7,0	4	7,0	220
GBS-17-07-005S	7,0	5	7,0	220
GBS-17-07-006S	7,0	6	7,0	220
GBS-17-07-007S	7,0	7	7,0	220
GBS-17-07-008S	7,0	8	7,0	220
GBS-17-07-009S	7,0	9	7,0	220
GBS-17-07-010S	7,0	10	7,0	220
GBS-17-07-011S	7,0	11	7,0	220
GBS-17-07-012S	7,0	12	7,0	220



Gallengang Stent-Set – Doppel-Pigtail

Mit Positionsmarkierung; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-27-07-004S	7,0	4	7,0	220
GBS-27-07-005S	7,0	5	7,0	220
GBS-27-07-006S	7,0	6	7,0	220
GBS-27-07-007S	7,0	7	7,0	220
GBS-27-07-008S	7,0	8	7,0	220
GBS-27-07-009S	7,0	9	7,0	220
GBS-27-07-010S	7,0	10	7,0	220
GBS-27-07-011S	7,0	11	7,0	220
GBS-27-07-012S	7,0	12	7,0	220




Pseudozysten-Stent-Set – Doppel-Pigtail

Mit Positionsmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-11-08-002S	8,5	2	8,5	220
GBS-11-08-005S	8,5	5	8,5	220
GBS-11-08-007S	8,5	7	8,5	220
GBS-11-08-009S	8,5	9	8,5	220
GBS-11-10-002S	10,0	2	10,0	220
GBS-11-10-005S	10,0	5	10,0	220
GBS-11-10-007S	10,0	7	10,0	220
GBS-11-10-009S	10,0	9	10,0	220

Gallengang-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch




Gallengang-Stent – Multi-Flap, gerade

Keine Seitenlöcher; 4 Flaps; nicht verfügbar in Stent-Sets

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)
GBS-04-07-005	7,0	5
GBS-04-07-007	7,0	7
GBS-04-07-009	7,0	9
GBS-04-07-012	7,0	12
GBS-04-07-015	7,0	15
GBS-04-08-005	8,5	5
GBS-04-08-007	8,5	7
GBS-04-08-009	8,5	9
GBS-04-08-012	8,5	12
GBS-04-08-015	8,5	15
GBS-04-10-005	10,0	5
GBS-04-10-007	10,0	7
GBS-04-10-008	10,0	8
GBS-04-10-009	10,0	9
GBS-04-10-010	10,0	10
GBS-04-10-012	10,0	12
GBS-04-10-015	10,0	15
GBS-04-11-005	11,5	5
GBS-04-11-007	11,5	7
GBS-04-11-009	11,5	9
GBS-04-11-012	11,5	12
GBS-04-11-015	11,5	15

Gallengang-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch



Gallengang-Stent – gebogen

Nicht verfügbar in Stent-Sets

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)
GBS-05-07-005	7,0	5
GBS-05-07-007	7,0	7
GBS-05-07-009	7,0	9
GBS-05-07-012	7,0	12
GBS-05-07-015	7,0	15
GBS-05-08-005	8,5	5
GBS-05-08-007	8,5	7
GBS-05-08-009	8,5	9
GBS-05-08-012	8,5	12
GBS-05-08-015	8,5	15
GBS-05-10-005	10,0	5
GBS-05-10-007	10,0	7
GBS-05-10-009	10,0	9
GBS-05-10-012	10,0	12
GBS-05-10-015	10,0	15
GBS-05-11-005	11,5	5
GBS-05-11-007	11,5	7
GBS-05-11-009	11,5	9
GBS-05-11-012	11,5	12
GBS-05-11-015	11,5	15

Gallengang-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch




Gallengang Stent-Set – gerade
Mit einem Loch (Typ „Amsterdam“)

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)
GBS-01-07-004	7,0	4
GBS-01-07-005	7,0	5
GBS-01-07-006	7,0	6
GBS-01-07-007	7,0	7
GBS-01-07-009	7,0	9
GBS-01-07-010	7,0	10
GBS-01-07-011	7,0	11
GBS-01-07-012	7,0	12
GBS-01-07-014	7,0	14
GBS-01-07-015	7,0	15
GBS-01-07-016	7,0	16
GBS-01-08-004	8,5	4
GBS-01-08-005	8,5	5
GBS-01-08-006	8,5	6
GBS-01-08-007	8,5	7
GBS-01-08-008	8,5	8
GBS-01-08-009	8,5	9
GBS-01-08-010	8,5	10
GBS-01-08-011	8,5	11
GBS-01-08-012	8,5	12
GBS-01-08-014	8,5	14
GBS-01-08-015	8,5	15

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)
GBS-01-10-005	10,0	5
GBS-01-10-006	10,0	6
GBS-01-10-007	10,0	7
GBS-01-10-008	10,0	8
GBS-01-10-009	10,0	9
GBS-01-10-010	10,0	10
GBS-01-10-011	10,0	11
GBS-01-10-012	10,0	12
GBS-01-10-013	10,0	13
GBS-01-10-014	10,0	14
GBS-01-10-015	10,0	15
GBS-01-10-016	10,0	16
GBS-01-10-018	10,0	18
GBS-01-11-003	11,5	3
GBS-01-11-004	11,5	4
GBS-01-11-005	11,5	5
GBS-01-11-006	11,5	6
GBS-01-11-007	11,5	7
GBS-01-11-008	11,5	8
GBS-01-11-009	11,5	9
GBS-01-11-010	11,5	10
GBS-01-11-011	11,5	11
GBS-01-11-012	11,5	12
GBS-01-11-013	11,5	13
GBS-01-11-014	11,5	14
GBS-01-11-015	11,5	15

Gallengang-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch




Gallengang Stent-Set – gerade
Mit Seitenlöchern

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)
GBS-02-05-004	5,0	4
GBS-02-05-005	5,0	5
GBS-02-07-004	7,0	4
GBS-02-07-006	7,0	6
GBS-02-07-008	7,0	8
GBS-02-07-010	7,0	10
GBS-02-07-011	7,0	11
GBS-02-07-013	7,0	13
GBS-02-07-016	7,0	16
GBS-02-08-004	8,5	4
GBS-02-08-006	8,5	6
GBS-02-08-008	8,5	8
GBS-02-08-011	8,5	11
GBS-02-08-013	8,5	13
GBS-02-08-016	8,5	16

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)
GBS-02-10-004	10,0	4
GBS-02-10-006	10,0	6
GBS-02-10-008	10,0	8
GBS-02-10-009	10,0	9
GBS-02-10-010	10,0	10
GBS-02-10-011	10,0	11
GBS-02-10-012	10,0	12
GBS-02-10-013	10,0	13
GBS-02-10-016	10,0	16
GBS-02-11-004	11,5	4
GBS-02-11-006	11,5	6
GBS-02-11-008	11,5	8
GBS-02-11-011	11,5	11
GBS-02-11-013	11,5	13
GBS-02-11-016	11,5	16

Gallengang-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch




Gallengang Stent – Doppel-Pigtail
Mit Positionsmarkierung

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)
GBS-07-05-004	5,0	4
GBS-07-05-006	5,0	6
GBS-07-05-008	5,0	8
GBS-07-05-009	5,0	9
GBS-07-05-010	5,0	10
GBS-07-05-012	5,0	12
GBS-07-07-003	7,0	3
GBS-07-07-004	7,0	4
GBS-07-07-005	7,0	5
GBS-07-07-006	7,0	6
GBS-07-07-007	7,0	7
GBS-07-07-008	7,0	8
GBS-07-07-009	7,0	9
GBS-07-07-010	7,0	10
GBS-07-07-012	7,0	12

Gallengang Stent – Doppel-Pigtail
Mit Positionsmarkierung

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)
GBS-07-08-002	8,5	2
GBS-07-08-003	8,5	3
GBS-07-08-004	8,5	4
GBS-07-08-005	8,5	5
GBS-07-08-006	8,5	6
GBS-07-08-007	8,5	7
GBS-07-08-008	8,5	8
GBS-07-08-009	8,5	9
GBS-07-08-010	8,5	10
GBS-07-08-011	8,5	11
GBS-07-08-012	8,5	12
GBS-07-08-014	8,5	14
GBS-07-08-015	8,5	15
GBS-07-10-002	10,0	2
GBS-07-10-003	10,0	3
GBS-07-10-004	10,0	4
GBS-07-10-005	10,0	5
GBS-07-10-006	10,0	6
GBS-07-10-007	10,0	7
GBS-07-10-008	10,0	8
GBS-07-10-009	10,0	9
GBS-07-10-010	10,0	10
GBS-07-10-012	10,0	12

Gallengang-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch



Gallengang Stent – Doppel-Pigtail
Mit Positionsmarkierung

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)
GBS-17-07-004	7,0	4
GBS-17-07-005	7,0	5
GBS-17-07-006	7,0	6
GBS-17-07-007	7,0	7
GBS-17-07-008	7,0	8
GBS-17-07-009	7,0	9
GBS-17-07-010	7,0	10
GBS-17-07-011	7,0	11
GBS-17-07-012	7,0	12

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)
GBS-27-07-004	7,0	4
GBS-27-07-005	7,0	5
GBS-27-07-006	7,0	6
GBS-27-07-007	7,0	7
GBS-27-07-008	7,0	8
GBS-27-07-009	7,0	9
GBS-27-07-010	7,0	10
GBS-27-07-011	7,0	11
GBS-27-07-012	7,0	12



Pseudozysten-Stent – Doppel-Pigtail
Mit Positionsmarkierungen

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge zw. den Pigtails (cm)
GBS-11-08-002	8,5	2
GBS-11-08-005	8,5	5
GBS-11-08-007	8,5	7
GBS-11-08-009	8,5	9
GBS-11-10-002	10,0	2
GBS-11-10-005	10,0	5
GBS-11-10-007	10,0	7
GBS-11-10-009	10,0	9

Stent Einführungs-Sets – Einmalgebrauch

Stent Einführungs-Sets – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch

Einführungs-Sets für Gallengang-Stents

- Kombination aus Führungskatheter und nach Größe farbkodiertem Positionierer
- anwenderfreundliche und zeitsparende Positionierung von geraden und gebogenen Gallengang-Stents, die einen Führungskatheter erfordern
- mit seitlichem Injektionsanschluss zur Kontrastmittelgabe über den liegenden Führungsdraht und in jeder Phase der Stentplatzierung
- Röntgendichte Metallmarkierungen unterstützen die kontrollierte Stent-Positionierung unter Röntgensicht



Einführungs-Set für Gallengang-Stents

1 Metallring auf dem Führungskatheter

Katalog Nr.	Größe (French)	Positionierer		Führungskatheter	
		Länge (cm)	Farbcodierung	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-31-08-180	8,5	180	Orange	5,0	220
GBS-31-10-180	10,0	180	Rot	6,0	220
GBS-31-11-180	11,5	180	Blau	6,0	220



Einführungs-Set für Gallengang-Stents

4 Metallringe in einem Abstand von 5 cm auf dem Führungskatheter

Katalog Nr.	Größe (French)	Positionierer		Führungskatheter	
		Länge (cm)	Farbcodierung	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-32-08-180	8,5	180	Orange	5,0	220
GBS-32-10-180	10,0	180	Rot	6,0	220
GBS-32-11-180	11,5	180	Blau	6,0	220

Führungskatheter

1 Metallring

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-41-05-220	5,0	220
GBS-41-05-320	5,0	320
GBS-41-05-220	6,0	220
GBS-41-05-320	6,0	320

Führungskatheter

4 Metallringe in einem Abstand von 5 cm

Katalog Nr.	Stent	
	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-43-06-220	6,0	220
GBS-43-06-320	6,0	320

Positionierer

Farbkodiert mit 1 Metallring

Katalog Nr.	Größe (French)	Farbcodierung	Länge (cm)
GBS-42-05-220	5,0	Grau	220
GBS-42-07-160	7,0	Gelb	160
GBS-42-07-220	7,0	Gelb	220
GBS-42-08-160	8,5	Orange	160
GBS-42-08-180	8,5	Orange	180
GBS-42-08-220	8,5	Orange	220
GBS-42-10-160	10,0	Rot	160
GBS-42-10-180	10,0	Rot	180
GBS-42-10-220	10,0	Rot	220
GBS-42-11-160	11,5	Blau	160
GBS-42-11-180	11,5	Blau	180
GBS-42-11-220	11,5	Blau	220