

# Pankreas-Stents - Einzelkomponenten – Einmalgebrauch

## Pankreas-Stents und Stent-Sets

Einmalgebrauch



### Pankreas-Stent – gerade mit Single-Pigtail

Ohne Flap; mehrere Drainagelöcher; 1 Positionsmarkierung

Katalog Nr.	Größe (French)	Länge zw. dem Pigtail (cm)
GBS-18-05-003	5,0	3
GBS-18-05-004	5,0	4
GBS-18-05-005	5,0	5
GBS-18-05-006	5,0	6
GBS-18-05-007	5,0	7



### Pankreas-Stent – S-förmig

Katalog Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-09-05-005	5,0	5
GBS-09-05-007	5,0	7
GBS-09-05-009	5,0	9
GBS-09-05-012	5,0	12
GBS-09-05-015	5,0	15
GBS-09-07-005	7,0	5
GBS-09-07-007	7,0	7
GBS-09-07-009	7,0	9
GBS-09-07-012	7,0	12
GBS-09-07-015	7,0	15

L-GBS-SU-01-DE / LL-0044 Vers. 6.0 (01/2021)



#### Ausbalancierte Wandstärken

Maximales Lumen bei guter Formstabilität und Knickresistenz

#### Verjüngte und abgerundete Enden

Atraumatische Implantation

#### Ausführungen mit mehreren Löchern

Zur Drainage verengter Pankreasgänge



#### Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@medi-globe.de](mailto:vertrieb@medi-globe.de) • [www.medi-globe.de](http://www.medi-globe.de)

# Pankreas-Stents und Stent-Sets – Einmalgebrauch




## Pankreas-Stent-Set – gerade

Mit radial angeordneten Löchern; 1 distaler und 1 duodener Flap; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-10-05-003S	5,0	3	5,0	220
GBS-10-05-005S	5,0	5	5,0	220
GBS-10-05-007S	5,0	7	5,0	220
GBS-10-05-009S	5,0	9	5,0	220
GBS-10-05-011S	5,0	11	5,0	220
GBS-10-07-003S	7,0	3	7,0	220
GBS-10-07-005S	7,0	5	7,0	220
GBS-10-07-007S	7,0	7	7,0	220
GBS-10-07-008S	7,0	8	7,0	220
GBS-10-07-009S	7,0	9	7,0	220
GBS-10-07-011S	7,0	11	7,0	220
GBS-10-07-016S	7,0	16	7,0	220
GBS-10-08-005S	8,5	5	8,5	220
GBS-10-08-007S	8,5	7	8,5	220
GBS-10-08-008S	8,5	8	8,5	220
GBS-10-08-009S	8,5	9	8,5	220
GBS-10-08-011S	8,5	11	8,5	220
GBS-10-08-016S	8,5	16	8,5	220

# Pankreas-Stents und Stent-Sets – Einmalgebrauch



## Pankreas-Stent-Set – gerade

Mit radial angeordneten Löchern; 1 duodener Flap; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-20-05-003S	5,0	3	5,0	220
GBS-20-05-005S	5,0	5	5,0	220
GBS-20-05-007S	5,0	7	5,0	220



## Pankreas-Stent-Set – S-förmig

Kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-09-05-005S	5,0	5	5,0	220
GBS-09-05-007S	5,0	7	5,0	220
GBS-09-05-009S	5,0	9	5,0	220
GBS-09-05-012S	5,0	12	5,0	220
GBS-09-05-015S	5,0	15	5,0	220
GBS-09-07-005S	7,0	5	7,0	220
GBS-09-07-007S	7,0	7	7,0	220
GBS-09-07-009S	7,0	9	7,0	220
GBS-09-07-012S	7,0	12	7,0	220
GBS-09-07-015S	7,0	15	7,0	220

# Pankreas-Stents und Stent-Sets – Einmalgebrauch



## Pankreas-Stent-Set – Single-Pigtail mit mehreren Flaps

Mehrere Drainagelöcher; eine Positionsmarkierung; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. dem Pigtail (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-08-05-003S	5,0	3	5,0	220
GBS-08-05-004S	5,0	4	5,0	220
GBS-08-05-005S	5,0	5	5,0	220
GBS-08-05-006S	5,0	6	5,0	220
GBS-08-05-007S	5,0	7	5,0	220
GBS-08-05-008S	5,0	8	5,0	220
GBS-08-05-009S	5,0	9	5,0	220
GBS-08-05-010S	5,0	10	5,0	220
GBS-08-05-012S	5,0	12	5,0	220
GBS-08-07-002S	7,0	2	7,0	220
GBS-08-07-004S	7,0	4	7,0	220
GBS-08-07-006S	7,0	6	7,0	220
GBS-08-07-009S	7,0	9	7,0	220
GBS-08-07-012S	7,0	12	7,0	220
GBS-08-08-006S	8,5	6	8,5	220
GBS-08-08-009S	8,5	9	8,5	220
GBS-08-08-012S	8,5	12	8,5	220
GBS-08-10-006S	10,0	6	10,0	220
GBS-08-10-009S	10,0	9	10,0	220
GBS-08-10-012S	10,0	12	10,0	220
GBS-08-11-006S	11,5	6	11,5	220
GBS-08-11-009S	11,5	9	11,5	220
GBS-08-11-012S	11,5	12	11,5	220

# Pankreas-Stents und Stent-Sets – Einmalgebrauch



## Pankreas-Stent-Set – Single-Pigtail ohne Flaps

Mehrere Drainagelöcher; 1 Positionsmarkierung; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Stent		Positionierer	
	Größe (French)	Länge zw. dem Pigtail (cm)	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-18-05-003S	5,0	3	5,0	220
GBS-18-05-004S	5,0	4	5,0	220
GBS-18-05-005S	5,0	5	5,0	220
GBS-18-05-006S	5,0	6	5,0	220
GBS-18-05-007S	5,0	7	5,0	220





## Positionierer


Farbkodiert mit 1 Metallring

Katalog Nr.	Größe (French)	Farbcodierung	Länge (cm)
GBS-42-05-220	5,0	Grau	220
GBS-42-07-160	7,0	Gelb	160
GBS-42-07-220	7,0	Gelb	220
GBS-42-08-160	8,5	Orange	160
GBS-42-08-180	8,5	Orange	180
GBS-42-08-220	8,5	Orange	220
GBS-42-10-160	10,0	Rot	160
GBS-42-10-180	10,0	Rot	180
GBS-42-10-220	10,0	Rot	220
GBS-42-11-160	11,5	Blau	160
GBS-42-11-180	11,5	Blau	180
GBS-42-11-220	11,5	Blau	220

# Pankreas-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch



Einführhilfe



## Pankreas-Stent – gerade, 2 Flaps

Radial angeordnete Löcher;  
1 distaler und 1 duodenaler Flap

Katalog Nr.	Größe (French)	Länge zw. den Flaps (cm)
GBS-10-05-003	5,0	3
GBS-10-05-005	5,0	5
GBS-10-05-007	5,0	7
GBS-10-05-009	5,0	9
GBS-10-05-011	5,0	11
GBS-10-07-003	7,0	3
GBS-10-07-005	7,0	5
GBS-10-07-007	7,0	7
GBS-10-07-008	7,0	8
GBS-10-07-009	7,0	9
GBS-10-07-011	7,0	11
GBS-10-07-016	7,0	16
GBS-10-08-005	8,5	5
GBS-10-08-007	8,5	7
GBS-10-08-008	8,5	8
GBS-10-08-009	8,5	9
GBS-10-08-011	8,5	11
GBS-10-08-016	8,5	16

## Pankreas-Stent – gerade, 1 Flap


Radial angeordnete Löcher;  
1 duodenaler Flap

Katalog Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
GBS-20-05-003	5,0	3
GBS-20-05-005	5,0	5
GBS-20-05-007	5,0	7

# Pankreas-Stents – Einzelkomponenten – Einmalgebrauch



Einführhilfe



## Pankreas-Stent – Single-Pigtail mit Multi-Flaps

Mehrere Drainagelöcher;  
1 Positionsmarkierung

Katalog Nr.	Größe (French)	Länge zw. dem Pigtail (cm)
GBS-08-05-003	5,0	3
GBS-08-05-004	5,0	4
GBS-08-05-005	5,0	5
GBS-08-05-006	5,0	6
GBS-08-05-007	5,0	7
GBS-08-05-008	5,0	8
GBS-08-05-009	5,0	9
GBS-08-05-010	5,0	10
GBS-08-05-012	5,0	12
GBS-08-07-002	7,0	2
GBS-08-07-004	7,0	4
GBS-08-07-006	7,0	6
GBS-08-07-009	7,0	9
GBS-08-07-012	7,0	12
GBS-08-08-006	8,5	6
GBS-08-08-009	8,5	9
GBS-08-08-012	8,5	12
GBS-08-10-006	10,0	6
GBS-08-10-009	10,0	9
GBS-08-10-012	10,0	12
GBS-08-11-006	11,5	6
GBS-08-11-009	11,5	9
GBS-08-11-012	11,5	12