

Zytologiebürsten

Einmalgebrauch



Bürste mit konischer Metall-Spitze

Optimaler Tubusverschluss und Sicherung
des zytologischen Abstrichs

Sets mit Bürste und Schere

Anwenderfreundliche Sicherung der Probe

Zytologiebürsten – Einmalgebrauch



Zytologiebürste – Bronchoskopie

Mit konischer atraumatischer Spitze und ergonomischem Griff

Katalog-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge (cm)	Katheter-Außendurchmesser (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GCB-01-18-120	Zytologiebürste	120	1,8	2,0
GCB-01-24-120	Zytologiebürste	120	2,3	2,8
GCB-02-18-120	Set mit Bürste und Schere	120	1,8	2,0



Zytologiebürste – Gastroskopie

Mit konischer atraumatischer Spitze und ergonomischem Griff

Katalog-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge (cm)	Katheter-Außendurchmesser (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GCB-01-18-180	Zytologiebürste	180	1,8	2,0
GCB-01-24-180	Zytologiebürste	180	2,3	2,8
GCB-02-18-180	Set mit Bürste und Schere	180	1,8	2,0



Zytologiebürste – Koloskopie

Mit konischer atraumatischer Spitze und ergonomischem Griff

Katalog-Nr.	Beschreibung	Arbeitslänge (cm)	Katheter-Außendurchmesser (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GCB-01-18-230	Zytologiebürste	230	1,8	2,0
GCB-01-24-230	Zytologiebürste	230	2,3	2,8



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392
E-Mail: sales@medi-globe.de • www.medi-globe.de