

Steinextraktions- Körbchen

Einmalgebrauch

L-GEB-SU-00-DE / LL-0061 Vers. 5.0 (12/2020)



Knickstabile Nitinol-Variante

Kontrollierte radiale Öffnung im Gallengang

45° Kontrastmittelanschluss mit Dichtung

Anwenderfreundliche Applikation von Kontrastmittel

Abnehmbarer Instrumentenhalter & Außenkatheter

Kompatibel zur Notfall-Lithotripsiespirale
und zum StoneBuster Lithotripsiegriff



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392
E-Mail: sales@medi-globe.de • www.medi-globe.de

Steinextraktionskörbchen – Einmalgebrauch



Steinextraktionskörbchen - 4 geflochtene Drähte
Passend für das Notfall-Lithotripsie-System

Katalog Nr.	Körbchen-Form	Außendurchmesser Tubus (mm)	Durchmesser Distale Spitze (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GEB-11-19-420	4-Draht Basket	1,9	1,8	20	180	2,8
GEB-11-19-425	4-Draht Basket	1,9	1,8	25	180	2,8
GEB-11-19-430	4-Draht Basket	1,9	1,8	30	180	2,8
GEB-11-25-420	4-Draht Basket	2,35	2,6	20	180	2,8
GEB-11-25-425	4-Draht Basket	2,35	2,6	25	180	2,8
GEB-11-25-430	4-Draht Basket	2,35	2,6	30	180	2,8



Steinextraktionskörbchen - 6 geflochtene Drähte
Passend für das Notfall-Lithotripsie-System

Katalog Nr.	Körbchen-Form	Außendurchmesser Tubus (mm)	Durchmesser Distale Spitze (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GEB-11-19-620	6-Draht Basket	1,9	1,8	20	180	2,8
GEB-11-19-625	6-Draht Basket	1,9	1,8	25	180	2,8
GEB-11-19-630	6-Draht Basket	1,9	1,8	30	180	2,8
GEB-11-25-620	6-Draht Basket	2,35	2,5	20	180	2,8
GEB-11-25-625	6-Draht Basket	2,35	2,5	25	180	2,8
GEB-11-25-630	6-Draht Basket	2,35	2,5	30	180	2,8

Steinextraktionskörbchen – Einmalgebrauch



Steinextraktionskörbchen – 8 monofile Nitinol-Drähte
Nicht geeignet für mechanische Lithotripsie

Katalog Nr.	Körbchen-Form	Außendurchmesser Tubus (mm)	Durchmesser Distale Spitze (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GEB-13-19-820	8-Draht Dormia	1,9	1,8	20	180	2,8
GEB-13-19-830	8-Draht Dormia	1,9	1,8	30	180	2,8



Steinextraktionskörbchen – 8 monofile Nitinol-Drähte
Kompatibel mit Führungsdraht .035"; nicht geeignet für mechanische Lithotripsie

Katalog Nr.	Körbchen-Form	Außendurchmesser Tubus (mm)	Durchmesser Distale Spitze (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GEB-14-27-820	8-Draht Dormia	2,7	0,95	20	180	2,8
GEB-14-27-830	8-Draht Dormia	2,7	0,95	30	180	2,8