

PolyCatch™ Polypen- und Fremdkörperfangbeutel

Einmalgebrauch



Leicht öffnender ovaler Fangbeutel

Schnelles Bergen und Entfernen von Polypen
und Fremdkörpern

360°-drehbarer Fangbeutel

Benutzerfreundliche und präzise Positionierung

Latexfreies Beutel-Material

Eliminiert das Risiko von allergischen Reaktionen

PolyCatch™ – Polypen- und Fremdkörperfangbeutel – Einmalgebrauch



„PolyCatch™“ Polypen- und Fremdkörperfangbeutel

Ovaler, thermisch geformter Kunststoffbeutel

Katalog-Nr.	Beutel-Durchmesser (mm)	Beutel-Tiefe (mm)	Tubus-Durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFB-08-15-120	15	12	1,8	120	2,0
GFB-08-25-180	25	17	2,6	180	2,8
GFB-08-25-230	25	17	2,6	230	2,8
GFB-08-35-230	35	20	2,6	230	2,8



L-GFB-SUJ-01-DE / LL-0132 Vers. 4.0 (01/2021)



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de