

Fibrinnadeln

Einmalgebrauch



Doppellumig koaxiales “Nadel in Nadel”-System

Präziser Zusammenfluß von Fibrinogen/Thrombin
an der Applikationsstelle

Roter Sicherheitsclip

Beugt einen unbeabsichtigten Nadelvorschub beim
Einführen des Instruments vor

Ergonomisch geformter Griff

Gutes Handling

Fibrinnadeln – Einmalgebrauch



Gastroskopie

Proximal doppellumig; Koaxial-Nadel; Zusammenfluss der Klebstoffkomponenten im Gewebe

Katalog Nr.	Nadel Durchmesser (mm)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außen-durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFN-01-04-180	1,2	4	2,5	180	2,8
GFN-01-06-180	1,2	6	2,5	180	2,8



Koloskopie

Proximal doppellumig; Koaxial-Nadel; Zusammenfluss der Klebstoffkomponenten im Gewebe

Katalog Nr.	Nadel Durchmesser (mm)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außen-durchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GFN-01-04-230	1,2	4	2,5	230	2,8
GFN-01-06-230	1,2	6	2,5	230	2,8

L-GFN-SU-00-DE / LL-0050 Vers. 5.0 (02/2021)



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

