

# Spezial-Führungsdrähte – Einmalgebrauch



## Nitinol-Führungsdraht für die Zystendrainage

Unbeschichtet; kompatibel mit 19 Gauge EUS FNA-Systemen für die Pseudozysten-Drainage;  
15 cm röntgenkontrastfähige und flexible Spitze

Katalog-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge flexible Spitze (cm)	Farbe
GGW-08-30-400	Röntgen- kontrastfähige Spitze	.030/0,75	400	15	Schwarz



## Standard-Führungsdraht

Edelstahl-Draht; Teflon-beschichtet

Katalog-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge flexible Spitze (cm)	Farbe
GGW-01-35-450	Fester Kern	.035/0,89	450	n. a.	Gün

L-GGW-SU-00-DE / LL-0049 Vers. 10.0 (12/2020)

# Führungsdrähte

Einmalgebrauch



Verschiedene Führungsdraht-Versionen verfügbar

- EasyPass Nitinol-Führungsdrähte
- Bavarian Nitinol-Führungsdrähte
- EUS Spezial-Führungsdrähte



### Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392  
E-Mail: sales@medi-globe.de • www.medi-globe.de

# EasyPass Nitinol-Führungsdrähte – Einmalgebrauch



## EasyPass Führungsdraht

Nitinol-Draht; 2-farbig Teflon-ummantelt; mit einer 5 cm langen flexiblen röntgenkontrastfähigen und hydrophilen Spitze

Katalog-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge flexible Spitze (cm)	Farbe
GGW-10-35-260	Gerade Spitze	.035 / 0,89	260	5	Blau/Weiß
GGW-10-35-260J	Gebogene Spitze "J-Tip"	.035 / 0,89	260	5	Blau/Weiß
GGW-10-35-450	Gerade Spitze	.035 / 0,89	450	5	Blau/Weiß
GGW-10-35-450J	Gebogene Spitze "J-Tip"	.035 / 0,89	450	5	Blau/Weiß

# Bavarian Nitinol-Führungsdrähte – Einmalgebrauch



## Bavarian Nitinol-Führungsdraht

Nitinol-Draht; 2-farbig Teflon-ummantelt; mit einer 5 cm langen flexiblen röntgenkontrastfähigen und hydrophilen Spitze

Katalog-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge flexible Spitze (cm)	Farbe
GGW-03-21-400	Weiche Spitze	.021 / 0,53	400	5	Blau/Weiß
GGW-03-21-450	Weiche Spitze	.021 / 0,53	450	5	Blau/Weiß
GGW-03-25-450	Weiche Spitze	.025 / 0,64	450	5	Blau/Weiß
GGW-03-35-400	Weiche Spitze	.035 / 0,89	400	5	Blau/Weiß
GGW-03-35-450	Weiche Spitze	.035 / 0,89	450	5	Blau/Weiß
GGW-04-35-400	Standard Spitze	.035 / 0,89	400	5	Blau/Weiß
GGW-04-35-450	Standard Spitze	.035 / 0,89	450	5	Blau/Weiß

## Bavarian Nitinol-Führungsdraht – kompatibel mit ShortWire Systemen

Nitinol-Draht; 2-farbig Teflon-ummantelt; mit einer 5 cm langen flexiblen röntgenkontrastfähigen und hydrophilen Spitze

Katalog-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge flexible Spitze (cm)	Farbe
GGW-03-25-260	Weiche Spitze	.025 / 0,64	260	5	Blau/Weiß
GGW-03-35-260	Weiche Spitze	.035 / 0,89	260	5	Blau/Weiß