

Nasobiliäre Drainage-Sets – Einmalgebrauch

Nasobiliäre Drainagen

Einmalgebrauch

Nasobiliäre Drainage-Sets – mit Pigtail

Drainagekatheter; Nasalschlauch; Verbindungsschlauch;
Multi-Medfix Injektionskonnektor; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Katheterform	Drainage Katheter		Nasalschlauch Länge (cm)	Verbindungs-schlauch Länge (cm)
		Größe (French)	Länge (cm)		
GND-01-05-290S	Pigtail	5,0	250	50	135
GND-01-06-290S	Pigtail	6,0	250	50	135
GND-01-07-290S	Pigtail	7,0	250	50	135
GND-01-10-290S	Pigtail	10,0	250	50	135

Nasobiliäre Drainagen-Sets – mit O-Pigtail

Drainagekatheter; Nasalschlauch; Verbindungsschlauch;
Multi-Medfix Injektionskonnektor; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Katheterform	Drainage Katheter		Nasalschlauch Länge (cm)	Verbindungs-schlauch Länge (cm)
		Größe (French)	Länge (cm)		
GND-04-05-290S	O-Typ	5,0	250	50	135
GND-04-06-290S	O-Typ	6,0	250	50	135
GND-04-07-290S	O-Typ	7,0	250	50	135

Nasobiliäre Drainagen-Sets – mit J-Pigtail

Drainagekatheter; Nasalschlauch; Verbindungsschlauch;
Multi-Medfix Injektionskonnektor; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Katheterform	Drainage Katheter		Nasalschlauch Länge (cm)	Verbindungs-schlauch Länge (cm)
		Größe (French)	Länge (cm)		
GND-05-05-290S	J-Typ	5,0	250	50	135
GND-05-06-290S	J-Typ	6,0	250	50	135
GND-05-07-290S	J-Typ	7,0	250	50	135



Medi-Globe GmbH
Medi-Globe-Straße 1 – 5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

L-GND-SU-01-DE / LL-0043 Vers. 5.0 (01/2021)

Zur vorübergehenden endoskopischen Drainage
des Gallengangs durch den Nasengang

Verschiedene Größen und Modelle erhältlich

Ausbalancierte Wandstärken

Maximales Lumen bei guter Formstabilität
und Knickresistenz

Verjüngte und abgerundete Enden

Atraumatische Implantation

Nasobiliäre Drainage-Sets – Einmalgebrauch

Einzelkomponenten – Einmalgebrauch

Einzelkomponenten – Einmalgebrauch

Nasobiliäre Drainage-Set – Standard

Drainagekatheter mit Positionsmarkierung; Nasalschlauch; Verbindungsschlauch; Multi-Medfix Injektionskonnektor; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Katheterform	Drainage Katheter		Nasalschlauch Länge (cm)	Verbindungs-schlauch Länge (cm)
		Größe (French)	Länge (cm)		
GND-02-05-290S	Standard	5,0	250	50	135
GND-02-06-290S	Standard	6,0	250	50	135
GND-02-07-290S	Standard	7,0	250	50	135
GND-02-10-290S	Standard	10,0	250	50	135

Nasal Biliary Drainage-Set – Standard mit Pigtail

Drainagekatheter mit Positionsmarkierung; Nasalschlauch; Verbindungsschlauch; Multi-Medfix Injektionskonnektor; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm)

Katalog Nr.	Katheterform	Drainage Katheter		Nasalschlauch Länge (cm)	Verbindungs-schlauch Länge (cm)
		Größe (French)	Länge (cm)		
GND-03-05-290S	Standard mit Pigtail	5,0	250	50	135
GND-03-06-290S	Standard mit Pigtail	6,0	250	50	135
GND-03-07-290S	Standard mit Pigtail	7,0	250	50	135
GND-03-10-290S	Standard mit Pigtail	10,0	250	50	135

Drainagekatheter

Einzelkomponenten

Katalog Nr.	Katheterform	Größe (French)	Länge (cm)
GND-01-05-290	Pigtail	5,0	250
GND-01-06-290	Pigtail	6,0	250
GND-01-07-290	Pigtail	7,0	250
GND-01-10-290	Pigtail	10,0	250
GND-02-05-290	Standard	5,0	250
GND-02-06-290	Standard	6,0	250
GND-02-07-290	Standard	7,0	250
GND-02-10-290	Standard	10,0	250
GND-03-05-290	Standard mit Pigtail	5,0	250
GND-03-06-290	Standard mit Pigtail	6,0	250
GND-03-07-290	Standard mit Pigtail	7,0	250
GND-03-10-290	Standard mit Pigtail	10,0	250
GND-04-05-290	O-Typ Pigtail	5,0	250
GND-04-06-290	O-Typ Pigtail	6,0	250
GND-04-07-290	O-Typ Pigtail	7,0	250
GND-05-05-290	J-Typ Pigtail	5,0	250
GND-05-06-290	J-Typ Pigtail	6,0	250
GND-05-07-290	J-Typ Pigtail	7,0	250

Nasalschläuche

Einzelkomponenten

Katalog Nr.	Größe (French)	Länge (cm)
GND-41-05-050	5,0	50
GND-41-06-050	6,0	50
GND-41-07-050	7,0	50
GND-41-10-050	10,0	50

Multi-Medfix Injektionskonnektor

Einzelkomponenten

Katalog Nr.	Größe (French)
GND-43-05-000	5,0
GND-43-06-000	6,0
GND-43-07-000	7,0
GND-43-10-000	10,0

Verbindungsschlauch

Einzelkomponenten

Katalog Nr.	Länge (cm)
GND-42-03-135	135