

Sprühkatheter

Einmalgebrauch



Zur Applikation von Farblösungen zum Anfärben
verdächtiger Schleimhautläsionen

Sprühkatheter – Einmalgebrauch



Zur Vernebelung

Sprühkatheter

Inklusive Stylet

Katalog-Nr.	Anwendung	Sprühkopf- durchmesser (mm)	Katheter- Außendurch- messer (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSC-01-25-180	Vernebelung	2,4	2,4	180	2,8
GSC-01-25-230	Vernebelung	2,4	2,4	230	2,8



L-GSC-SU-00-DE / LL-0410 Vers. 1.0 (01/2021)



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

