

Injektionsnadeln

Einmalgebrauch



L-GSN-SU-01-DE / LL-0171 Vers. 2.0 (01/2021)

ECO-Injectra mit Metall-Führungshülse

Minimier das Risiko einer Tubuspunktion und
Sorgt für eine sichere Nadelführung in abgewinkelten
Endoskop-Positionen

Injectra mit ergonomischen Griff und Nadelarretierung

Kontrollierte Punktion in Zielgewebe und Blutgefäße

Transparenter Nadeltubus

Optimale Applikationskontrolle von Lösungen



Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

Injektionsnadeln – Einmalgebrauch



Bronchoskopie - ECO-Injectra

Metall-Führungshülse; Nadelarretierung (Einhand)

Katalog Nr.	Nadel-durchmesser (mm / Gauge)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSN-21-18-120	0,5 / 25	4	1,8	120	2,0
GSN-22-18-120	0,5 / 25	6	1,8	120	2,0



Gastroenterologie – ECO-Injectra

Metall-Führungshülse; Nadelarretierung (Einhand)

Katalog Nr.	Nadel-durchmesser (mm / Gauge)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSN-21-23-180	0,5 / 25	4	2,3	180	2,8
GSN-22-23-180	0,5 / 25	6	2,3	180	2,8
GSN-23-23-180	0,7 / 22	4	2,3	180	2,8
GSN-24-23-180	0,7 / 22	6	2,3	180	2,8
GSN-25-23-180	1,0 / 19	4	2,3	180	2,8
GSN-26-23-180	1,0 / 19	6	2,3	180	2,8



Injektionsnadeln – Einmalgebrauch



Koloskopie – ECO-Injectra

Metall-Führungshülse; Nadelarretierung (Einhand)

Katalog Nr.	Nadel-durchmesser (mm / Gauge)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSN-21-23-230	0,5 / 25	4	2,3	230	2,8
GSN-22-23-230	0,5 / 25	6	2,3	230	2,8
GSN-23-23-230	0,7 / 22	4	2,3	230	2,8
GSN-24-23-230	0,7 / 22	6	2,3	230	2,8
GSN-25-23-230	1,0 / 19	4	2,3	230	2,8
GSN-26-23-230	1,0 / 19	6	2,3	230	2,8



Injektionsnadeln – Einmalgebrauch



Bronchoskopie – Injectra

Abnehmbarer Sicherheitsclip; Luer-Lock Mechanismus

Katalog Nr.	Nadel-durchmesser (mm / Gauge)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSN-04-23-120	1,0 / 19	6	2,3	120	2,8
GSN-03-19-120	0,7 / 22	6	1,9	120	2,2



Gastroskopie – Injectra

Abnehmbarer Sicherheitsclip; Luer-Lock Mechanismus

Katalog Nr.	Nadel-durchmesser (mm / Gauge)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSN-02-23-180	1,0 / 19	4	2,3	180	2,8
GSN-04-23-160	1,0 / 19	6	2,3	160	2,8
GSN-04-23-180	1,0 / 19	6	2,3	180	2,8
GSN-01-19-180	0,7 / 22	4	1,9	180	2,2
GSN-03-19-160	0,7 / 22	6	1,9	160	2,2
GSN-03-19-180	0,7 / 22	6	1,9	180	2,2
GSN-05-19-180	0,5 / 25	4	1,9	180	2,2
GSN-06-19-180	0,5 / 25	6	1,9	180	2,2



Injektionsnadeln – Einmalgebrauch



Koloskopie – Injectra

Abnehmbarer Sicherheitsclip; Luer-Lock Mechanismus

Katalog Nr.	Nadel-durchmesser (mm / Gauge)	Nadellänge (mm)	Tubus-Außendurchmesser (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSN-02-23-230	1,0 / 19	4	2,3	230	2,8
GSN-04-23-230	1,0 / 19	6	2,3	230	2,8
GSN-01-19-230	0,7 / 22	4	1,9	230	2,2
GSN-03-19-210	0,7 / 22	6	1,9	210	2,2
GSN-03-19-230	0,7 / 22	6	1,9	230	2,2
GSN-05-19-230	0,5 / 25	4	1,9	230	2,2
GSN-06-19-230	0,5 / 25	6	1,9	230	2,2

