

RotaCut® Papillotome

Einmalgebrauch



L-GSP-SU-DE / LL-0076 Vers. 10.0 (01/2021)

Rotierbare Katheterspitze
Für eine präzise Positionierung

2- und 3-lumige Versionen
Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht

**Versionen mit monofilamentem
oder teilisoliertem Schneidedraht**
Sichere und kontrollierte Schnittführung

Farbmarkierung mit schwarzen Ringen
Makroskopisch kontrollierte Eindringtiefe des
Schneidedrahts




Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de • www.medi-globe.de

RotaCut® Papillotome – Einmalgebrauch

Spitzenformen




RotaCut® 1-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



RotaCut® – mit multifilem Schneidedraht

Länge 200 cm; Farbmarkierungen



Standard Spitze

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-01-17-020	Standard Tip	5	20	1,7	2,0



Nadelmesser-Papillotom

Farbmarkierungen



Nadelmesser

Katalog-Nr.	Beschreibung	Nadel-Stopp bei (mm)	Länge (cm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-11-17-005	Nadel-Typ	5	200	1,7	2,0
GSP-11-17-010	Nadel-Typ	10	200	1,7	2,0
GSP-11-17-015	Nadel-Typ	15	200	1,7	2,0



RotaCut® 2-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



RotaCut® – mit multifilem Schneidedraht

Länge 200 cm; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-21-20-020	Verjüngte Spitze	5	20	2,55/2,1	2,8
GSP-21-20-030	Verjüngte Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8
GSP-24-20-020	Verjüngte Spitze	10	20	2,55/2,1	2,8
GSP-24-20-030	Verjüngte Spitze	10	30	2,55/2,1	2,8
GSP-21-17-020	Verjüngte Spitze	5	20	1,7	2,0
GSP-21-17-030	Verjüngte Spitze	5	30	1,7	2,0



RotaCut® – Billroth II Papillotom mit multifilem Schneidedraht

Länge 200 cm; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-34-20-020	Billroth II	–	variabel	2,55/2,1	2,8



Premier Cut – mit multifilem und teilisoliertem Schneidedraht

Länge 200 cm; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-25-20-020	Verjüngte Spitze	5	20	2,55/2,1	2,8
GSP-25-20-030	Verjüngte Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8



RotaCut® 3-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



RotaCut® – mit multifilem Schneidedraht

Länge 200 cm; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-31-20-020	Verjüngte Spitze	5	20	2,55/2,1	2,8
GSP-31-20-025	Verjüngte Spitze	5	25	2,55/2,1	2,8
GSP-31-20-030	Verjüngte Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8



RotaCut® mit monofilem Schneidedraht

Länge 200 cm; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-32-20-020	Verjüngte Spitze	5	20	2,55/2,1	2,8
GSP-32-20-025	Verjüngte Spitze	5	25	2,55/2,1	2,8
GSP-32-20-030	Verjüngte Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8



Premier Cut – mit multifilem und teilisoliertem Schneidedraht

Länge 200 cm; kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-27-20-030	Verjüngte Spitze	5	30	2,55/2,1	2,8



RotaCut® 3-lumige Papillotome – Einmalgebrauch



Nadelmesser

Nadelmesser-Papillotom

kompatibel mit Führungsdraht .035" (0,89 mm); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Nadel-Stopp bei (mm)	Länge (cm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-15-25-005	Nadel-Typ	5	200	2,55/2,1	2,8
GSP-15-25-010	Nadel-Typ	10	200	2,55/2,1	2,8
GSP-15-25-015	Nadel-Typ	15	200	2,55/2,1	2,8



Vorgeladene Papillotom-Sets – Einmalgebrauch



Verjüngte Spitze

S.O.S. Papillotom-Set – mit vorgeladenem Führungsdraht

„Speed-Option Set“: 2-lumiges Papillotom mit vorgeladenem und hydrophilem .035" Nitinol-Führungsdraht; Teflon-ummantelt; Länge 450 cm (GGW-03-35-450); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-21-20-031	Verjüngte Spitze Multifiler Schneidedraht	5	30	2,55/2,1	2,8
GSP-25-20-031	Verjüngte Spitze Multifiler Schneidedraht teilsoliert	5	30	2,55/2,1	2,8



Verjüngte Spitze

S.O.S Papillotom-Set – mit vorgeladenem Führungsdraht

„Speed-Option Set“: 3-lumiges Papillotom mit vorgeladenem und hydrophilem .035" Nitinol-Führungsdraht; Teflon-ummantelt; Länge 450 cm (GGW-03-35-450); Farbmarkierungen

Katalog-Nr.	Beschreibung	Länge Spitze (mm)	Länge Schneidedraht (mm)	Außen-durchmesser Katheter (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GSP-32-20-031	Verjüngte Spitze Monofiler Schneidedraht	5	30	2,55/2,1	2,8