

mAI Companion®

KI-gestützte Assistenz für die EUS
des Pankreas





- ✓ einzigartige Innovation
- ✓ KI-gestützte Lösung
- ✓ einfache Anwendung,
intelligente Technik

*Ihr Partner in der
Gastroenterologie*

mAI Companion® - Innovation in der EUS

Die **endoskopische Ultraschalluntersuchung (EUS)** ist ein essentielles Verfahren zur Diagnose und Behandlung von **Pankreaserkrankungen**. Sie liefert **hochauflösende Bilder** und ermöglicht gezielte **Feinnadelbiopsien**. Sie erfordert eine präzise Steuerung des Endoskops, sowie eine exakte Bildinterpretation.



mAI Companion® stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Gastroenterologie dar – mit dem Ziel, den Behandlungsstandard für Patienten mit Pankreaserkrankungen zu verbessern.

Der bestehende Workflow bleibt vollständig erhalten und ermöglicht eine nahtlose Integration in den klinischen Alltag. Die Benutzeroberfläche ist einfach und intuitiv in der Anwendung.

KI-gestützte Assistenz bei der EUS des Pankreas

mAI Companion® ist **hardwareunabhängig** und läuft auf einem **zusätzlichen Monitor**. Das kompakte Design ermöglicht eine **einfache Integration** in bestehende EUS-Systeme.



Assistenz während der Prozedur

- Pankreasgewebe
- solide Läsionen
- zystische Läsionen



Nachverfolgung der Vollständigkeit

Beobachtungszeiten für Kopf-, Körper-, und Schwanzregion auf einen Blick erfassen




Bild- und Videoaufzeichnung

Bilder und Videos aufzeichnen und direkt in den Untersuchungsbericht übernehmen



mAI Companion®

Ihre tägliche Unterstützung bei der EUS



- ✓ hohe Detektionsrate für verschiedene Läsionstypen
- ✓ Millionen von Frames wurden analysiert und annotiert
- ✓ multizentrischer Entwicklungsdatensatz
- ✓ entwickelt und erhältlich in Europa

Jetzt verfügbar!

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Medi-Globe Ansprechperson unter vertrieb@medi-globe.de

Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1-5
83101 Rohrdorf
Telefon: + 49 (0) 8032 973-379
Fax: + 49 (0) 8032 973-392
E-Mail: vertrieb@medi-globe.de
www.maicompanion.ai



mAI Companion®

Interessiert an einer Demo?
Scannen Sie den QR-Code ein!