




ERCP-Katheter – mit Standard Stylet

Mit Farbmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035"

| Katalog-Nr. | Spitzenform | Außendurchmesser Katheter (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| E4318-GW | Standard | 1,8 | 200 | 2,0 |
| E4418-GW | Verjüngt | 1,8 | 200 | 2,0 |
| E4518-GW | Konische Metallspitze | 1,8 | 200 | 2,0 |
| E4618-GW | Verjüngte Metallspitze | 1,8 | 200 | 2,0 |
| E4818-GW | Flaschenförmige Metallspitze | 1,8 | 200 | 2,0 |



ERCP-Katheter – mit Standard Stylet

Kompatibel mit Führungsdraht .035"

| Katalog-Nr. | Spitzenform | Außendurchmesser Katheter (mm) | Arbeitslänge (cm) | Außendurchmesser Katheter (mm) |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| E43162FD35 | Standard | 1,65 | 200 | 2,0 |



LEF-GER-SU-00-DE / LL-0391 Vers. 1.0 (11/2020)

ERCP-Katheter

Einmalgebrauch



Kompatibel mit Führungsdrähten .035"

Farbmarkierungen

Versionen mit Metallspitzen



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
 Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
 E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de

ERCP-Katheter – Einmalgebrauch

ERCP-Katheter – Einmalgebrauch



ERCP-Katheter – mit Luer-Lock Stylet

Mit Farbmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035"

| Katalog-Nr. | Spitzenform | Außendurchmesser Katheter (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| E4318 | Standard | 1,8 | 200 | 2,0 |
| E4418 | Verjüngt | 1,8 | 200 | 2,0 |



Standard Spitze

Verjüngte Spitze



ERCP-Katheter – mit Standard Stylet

Mit Farbmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035"

| Katalog-Nr. | Spitzenform | Außendurchmesser Katheter (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|--------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| E4318-GW-250 | Standard | 1,8 | 250 | 2,0 |
| E4318-GW-280 | Standard | 1,8 | 280 | 2,0 |



Standard Spitze



ERCP-Katheter – mit Luer-Lock Stylet

Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht; mit Farbmarkierungen; 3 Zugangsports; kompatibel mit Führungsdraht .035"

| Katalog-Nr. | Spitzenform | Außendurchmesser Katheter prox./ dist (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-----------------|------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|
| E4422-18FD | Verjüngt | 2,45 / 1,8 | 200 | 2,8 |
| E4422-18FD-280* | Verjüngt | 2,45 / 1,8 | 280 | 2,8 |
| E4522-18FD | Konische Metallspitze | 2,45 / 1,8 | 200 | 2,8 |
| E4622-18FD-230 | Verjüngte Metallspitze | 2,45 / 1,8 | 230 | 2,8 |
| E4722-18FD | Runde Metallspitze | 2,45 / 1,8 | 200 | 2,8 |
| E4822-18FD | Flaschenförmige Metallspitze | 2,45 / 1,8 | 200 | 2,8 |



* VE 1 Stück



Verjüngte Spitze

Verjüngte Metallspitze

Konische Metallspitze

Runde Metallspitze

Flaschenförmige Metallspitze