

# StoneBuster Lithotripsie-System

Einmalgebrauch



## **Kombinations-System**

Instrumente für geplante "Through-the-Scope"-  
und Notfall-Lithotripsie

## **Einfache und sichere Handhabung**

Einfacher Zusammenbau & Demontage von  
Komponenten

## **Lithotripsie-Metallspirale mit Injektionsanschluss**

Kanülierung der Papille, Einfangen des Steins  
und die Steinerzürümmung ohne Austausch  
von Komponenten

# Lithotripsiekörbchen – Einmalgebrauch



4-Draht  
Basket-Typ




6-Draht  
Basket-Typ

## Lithotripsiekörbchen - Einführungs-Set - Geflochtener Draht

Lithotripsiekörbchen (Länge 400 cm, passend für spülbare Lithotripsiespirale) vormontiert in einem Plastik-Einführungstubus (Länge 180 cm) mit Injektionsanschluss zur Kontrastmit- telgabe, inklusive Dichtungskappe und Instrumentenhalter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen- durchmesser Tubus (mm)	Passend für Lithotripsie- spirale	Körbchen- Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GML-06-26-420	4-Draht Basket-Typ	2,6	GML-91-26-180	20	2,8
GML-06-26-425	4-Draht Basket-Typ	2,6	GML-91-26-180	25	2,8
GML-06-26-430	4-Draht Basket-Typ	2,6	GML-91-26-180	30	2,8
GML-06-26-620	6-Draht Basket-Typ	2,6	GML-91-26-180	20	2,8
GML-06-26-625	6-Draht Basket-Typ	2,6	GML-91-26-180	25	2,8
GML-06-26-630	6-Draht Basket-Typ	2,6	GML-91-26-180	30	2,8

# Lithotripsiekörbchen – Einmalgebrauch



## „Direkt“- Lithotripsie-Set - Geflochtener Draht

Vormontiert zum Einmalgebrauch Lithotripsiekörbchen (Länge 280 cm) montiert in einer beschichteten Lithotripsiespirale (Länge 180 cm) mit integrierten Injektionsanschluss zur Kontrastmittelgabe und Instrumentenhalter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Außen- durchmesser Tubus (mm)	Körbchen- Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GML-11-26-420	4-Draht Basket-Typ	2,6	20	2,8
GML-11-26-425	4-Draht Basket-Typ	2,6	25	2,8
GML-11-26-430	4-Draht Basket-Typ	2,6	30	2,8
GML-11-26-620	6-Draht Basket-Typ	2,6	20	2,8
GML-11-26-625	6-Draht Basket-Typ	2,6	25	2,8
GML-11-26-630	6-Draht Basket-Typ	2,6	30	2,8

# Lithotripsiekörbchen – Einmalgebrauch



4-Draht  
Basket-Typ



6-Draht  
Basket-Typ





## Lithotripsiekörbchen - Geflochtener Draht

Lithotripsiekorbchen (Länge 400 cm, passend für Standard Lithotripsiespirale) vormontiert in einem Plastik-Einführungstubus (Länge 180 cm) mit Injektionsanschluss zur Kontrastmittelgabe, inklusive Dichtungskappe und Instrumentenhalter

Artikel-Nr.	Beschreibung	Außendurchmesser Tubus (mm)	Passend für Lithotripsiespirale	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
GML-01-26-420	4-Draht Basket-Typ	2,6	GML-90-26-180	20	2,8
GML-01-26-425	4-Draht Basket-Typ	2,6	GML-90-26-180	25	2,8
GML-01-26-430	4-Draht Basket-Typ	2,6	GML-90-26-180	30	2,8
GML-01-26-620	6-Draht Basket-Typ	2,6	GML-90-26-180	20	2,8
GML-01-26-625	6-Draht Basket-Typ	2,6	GML-90-26-180	25	2,8
GML-01-26-630	6-Draht Basket-Typ	2,6	GML-90-26-180	30	2,8

# Lithotripsie-Komponenten

## Passende Lithotripsie-Komponenten – Lithotripsie-System

Artikel-Nr.	Beschreibung	
GML-99-01-000	<b>StoneBuster Lithotripsie-Griff</b> wiederverwendbar, anwenderfreundlicher Dreh- und Zugmechanismus, Sicherung per Knopfdruck	
GML-90-26-180	<b>Standard Lithotripsiespirale</b> wiederverwendbar, Außendurchmesser 2,6 mm, Arbeitslänge 180 cm	
GML-91-26-180	<b>Spülbare Lithotripsiespirale</b> wiederverwendbar, Außendurchmesser 2,6 mm, Arbeitslänge 180 cm	
GML-90-34-080	<b>Notfall Lithotripsiespirale</b> wiederverwendbar, Außendurchmesser 3,4 mm, Arbeitslänge 80 cm	



LL-0052.DE.V6-0523



**Medi-Globe GmbH**

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@medi-globe.de](mailto:vertrieb@medi-globe.de) • [www.medi-globe.de](http://www.medi-globe.de)