

# Hämostase-Clips

Einmalgebrauch



## **Mehrmaliges Öffnen**

Vor der Clipplatzierung kann das Gerät mehr als zehnmal geöffnet und geschlossen werden

## **Einhändige Bedienung**

Ergonomisches Design für die effektive Neupositionierung

## **Rotierbar**

Für eine einfachere Orientierung und Positionierung

# Hämostase-Clips – Einmalgebrauch

## Hämostase-Clips

Zur Blutstillung, Markierung und Verschluss von Gewebe- und Gefäßläsionen der Mukosa und Submukosa

Artikel-Nr.	Außen Ø	Arbeitslänge	Mindest Ø Arbeitskanal	Clip-Öffnung	Clip-Länge
ECS-09-26-165	2,6 mm	165 cm	2,8 mm	9 mm	12,7 mm
ECS-09-26-230	2,6 mm	230 cm	2,8 mm	9 mm	12,7 mm
ECS-11-26-165	2,6 mm	165 cm	2,8 mm	11 mm	12,7 mm
ECS-11-26-230	2,6 mm	230 cm	2,8 mm	11 mm	12,7 mm
ECS-12-26-165	2,6 mm	165 cm	2,8 mm	12 mm	12,7 mm
ECS-12-26-230	2,6 mm	230 cm	2,8 mm	12 mm	12,7 mm
ECS-13-26-165	2,6 mm	165 cm	2,8 mm	13 mm	13,6 mm
ECS-13-26-230	2,6 mm	230 cm	2,8 mm	13 mm	13,6 mm
ECS-16-26-165	2,6 mm	165 cm	2,8 mm	16 mm	13,6 mm
ECS-16-26-230	2,6 mm	230 cm	2,8 mm	16 mm	13,6 mm



LL-0307.DE.V3-0523



### ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)

