


Fremdkörper- und Polypenbergung

Instrumente zum Einmalgebrauch



Polypen- und Fremdkörpergreifer

Stabile Greifer mit weiter Öffnung
Für eine Vielzahl von Anwendungen

Fremdkörperzangen

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale
Für einen reibungsarmen Durchgang durch den
Arbeitskanal

Greifer – Einmalgebrauch



3-armig



4-armig

Fremdkörpergreifer

Im Teflontubus

Artikel-Nr.	Greiferform	Durchmesser Tubus (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE1222-G3	3-armig, scharfe Haken	2,3	230	2,8
NE1222-G4	4-armig, scharfe Haken	2,3	230	2,8



3-armig



4-armig

Polypengreifer

Im Teflontubus

Artikel-Nr.	Greiferform	Durchmesser Tubus (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NE1322-G3	3-armig, stumpfe Teller	2,3	230	2,8
NE1322-G4	4-armig, stumpfe Teller	2,3	230	2,8



Fremdkörperschutzkappe

Zum Schutz des umliegenden Gewebes während der Bergung von verschluckten scharfkantigen Fremdkörpern



Artikel-Nr.	Beschreibung
AS0420000	Hochflexibles Material; zur Montage an alle flexiblen Gastroskope



Fremdkörperzangen – Einmalgebrauch



Fremdkörperzangen

Teflon-ummantelte Edelstahlspirale



Alligator



Rattenzahn



Krokodil

Artikel-Nr.	Zangenform	Durchmesser Tubus (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NEX0622-C	Alligator	2,3	180	2,8
NEX0822-C	Rattenzahn	2,3	180	2,8
NEX0822-G	Rattenzahn	2,3	230	2,8
NEX1418-A	Krokodil	1,8	120	2,0
NEX1418-C	Krokodil	1,8	180	2,0
NEX1422-C	Krokodil	2,3	180	2,8
NEX1422-G	Krokodil	2,3	230	2,8





LL-0366.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de