

# Multiband-Ligator

Einmalgebrauch, unsteril



## **Anwenderfreundliche Montage**

Gerätfixierung an Endoskopen ohne Ventil-Adapter

## **„Schuss“-Mechanismus für schnelle und einfache Bedienung**

Erleichtert die Bandfreigabe in Notsituationen

## **Farbiger Ligaturring**

Weist auf vorletzten Ring hin

# Multiband-Ligator – Einmalgebrauch



## Ösophagus Multiband-Ligator MBL

Vorgeladen für 6 Ligaturen (Produkt enthält Latex), zusätzlicher Luer-Lock-Spülansatz

Artikel-Nr.	Verwendbar für Endoskope mit Außendurchmesser (mm)	Anzahl Ringe	Innendurchmesser Ringe in freigesetzter Position (mm)	Länge Einführungskatheter (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
MBL-01-06	9,5 – 11,5	6	1,5	160	2,8

LL-0381.DE.V2-0523



### ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)