

Injektionsnadeln

Einmalgebrauch



Versionen mit Metallspitze

Beugt einem unbeabsichtigten Nadelvorschub beim Einführen des Instruments vor

Transparenter Nadeltubus

Bessere Applikationskontrolle von therapeutisch wirksamen Substanzen und Lösungen

Nadelarretierung

Kontrollierte Punktion des Zielgewebes

Injektionsnadeln – Einmalgebrauch



Injektionsnadel STANDARD-Serie

Handgriff mit Sicherungsclip; Luer-Lock-Mechanismus

| Artikel-Nr. | Nadel- durchmesser (mm/Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus Außen- durchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| ET2518-C4 | 0,6/23 | 4 | 1,8 | 180 | 2,0 |
| ET2518-C6 | 0,6/23 | 6 | 1,8 | 180 | 2,0 |
| ET2518-G4 | 0,6/23 | 4 | 1,8 | 230 | 2,0 |
| ET2522-B4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 160 | 2,8 |
| ET2522-B6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
| ET2522-C4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| ET2522-C6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| ET2522-G4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| ET2522-G6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| ET2522-M6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 280 | 2,8 |
| ET2522-O6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 300 | 2,8 |
| ET2622-B6 | 0,9/20 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
| ET2622-C6 | 0,9/20 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| ET2622-G6 | 0,9/20 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |



Injektionsnadeln – Einmalgebrauch



Injektionsnadel PRO-Serie

Mit Metallspitze; Einrastmechanismus zur Einhand-Bedienung

| Artikel-Nr. | Nadel-durchmesser (mm/Gauge) | Nadellänge (mm) | Tubus Außendurchmesser (mm) | Arbeitslänge (cm) | Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm) |
|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| NET2422-C4 | 0,5/25 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| NET2422-G4 | 0,5/25 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| NET2422-G6 | 0,5/25 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| NET2518-C4 | 0,5/25 | 4 | 1,8 | 180 | 2,0 |
| NET2522-B4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 160 | 2,8 |
| NET2522-B6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
| NET2522-C4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| NET2522-C5 | 0,7/22 | 5 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| NET2522-C6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| NET2522-G4 | 0,7/22 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| NET2522-G5 | 0,7/22 | 5 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| NET2522-G6 | 0,7/22 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| NET2622-B6 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 160 | 2,8 |
| NET2622-C4 | 1,0/19 | 4 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| NET2622-C6 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 180 | 2,8 |
| NET2622-G4 | 1,0/19 | 4 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| NET2622-G5 | 1,0/19 | 5 | 2,3 | 230 | 2,8 |
| NET2622-G6 | 1,0/19 | 6 | 2,3 | 230 | 2,8 |





LL-0382.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de