

# Koloskopiezubehör

Einmalgebrauch



## **Aqua-Gel**

Medizinisches Gleitmittel

## **Koloskopie-Hosen**

Universalgröße mit rückwärtiger Öffnung zum Schutz der Intimsphäre des Patienten

## **Kolondekompressions-Sonde**

Röntgendichter einlumiger Katheter verwendbar mit Führungsdraht bis .052"

# Koloskopiezubehör – Einmalgebrauch



## Aqua-Gel

Medizinisches Gleitmittel

Artikel-Nr.	Beschreibung
5705	Aqua-Gel, 142 g Tube, unsteriles Gleitmittel auf Wasserbasis, wasserlöslich, hypoallergen, hautfreundlich. Zum Einführen von Darmrohren, Sonden, Rektoskopen, Coloskopen etc.



## Koloskopie-Hose

Zubehör für medizinische Behandlungen

Artikel-Nr.	Beschreibung
ZB0010	Dreilagig, wasserabweisend, Bakterien zurückhaltend, luftdurchlässig, Einheitsgröße, rückwärtige Öffnung



# Koloskopiezubehör – Einmalgebrauch



## Kolondekompressions-Sonde

Trichter Verbindung; röntgendicht; kompatibel mit Führungsdraht  $\leq .052''$ , unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Außendurchmesser (French)	Gesamtlänge (cm)
291140	Röntgendichter Tubus mit 6 distalen Seitenöffnungen	14	175
291160	Röntgendichter Tubus mit 6 distalen Seitenöffnungen	16	175
291180	Röntgendichter Tubus mit 6 distalen Seitenöffnungen	18	175

## Edelstahl-Führungsdraht

Teflon-ummantelt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (Inch/mm)	Länge (cm)	Länge Flexible Spitze (cm)
21052400	Flexible Spitze	.052 / 1,32	400	30



LL-03866.DE.V2-0523



**ENDO-FLEX GmbH**

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)