

Steinextraktions- körbchen

Einmalgebrauch



Ergonomischer Instrumenten-Halter

Einfache und sichere Handhabung des Körbchens

90° Injektionsanschluss & integrierte Dichtung

Benutzerfreundliche und einfache Kontrastmittelgabe

Steinextraktionskörbchen – Einmalgebrauch



4-Draht rautiert

Memory Steinextraktionskörbchen – 4 monofile Nitinol-Drähte

Arbeitslänge 200 cm; nicht geeignet für Notfall-Lithotripsien

Artikel-Nr.	Körbchen-Form	Außen-durchmesser Tubus (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E141225	4-Draht rautiert	2,35	50	~ 25	2,8
E141226	4-Draht rautiert	2,35	60	~ 30	2,8



4-Draht rautiert

Steinextraktionskörbchen – 4 monofile Drähte


Arbeitslänge 200 cm

Artikel-Nr.	Körbchen-Form	Außen-durchmesser Tubus (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E151185	4-Draht rautiert	1,8	50	~ 25	2,0
E151186	4-Draht rautiert	1,8	60	~ 30	2,0



Steinextraktionskörbchen –

Einmalgebrauch



4-Draht
rautiert

Steinextraktionskörbchen – 4 geflochtene Drähte

Arbeitslänge 200 cm

Artikel-Nr.	Körbchen-Form	Außen-durchmesser Tubus (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E161182	4-Draht rautiert	1,8	20	~ 10	2,0
E161224	4-Draht rautiert	2,35	40	~ 20	2,8
E161225	4-Draht rautiert	2,35	50	~ 25	2,8
E161226	4-Draht rautiert	2,35	60	~ 30	2,8
E161227	4-Draht rautiert	2,35	70	~ 35	2,8



Steinextraktionskörbchen – Einmalgebrauch



4-Draht rautiert
mit Führungsdraht
.035"

Steinextraktionskörbchen verwendbar mit Führungsdraht .035" – 4 geflochtene Drähte

Arbeitslänge 200 cm

Artikel-Nr.	Körbchen-Form	Außen-durchmesser Tubus (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E161224GW	4-Draht rautiert	2,6	40	~20	3,2
E161225GW	4-Draht rautiert	2,6	50	~25	3,2
E161226GW	4-Draht rautiert	2,6	60	~30	3,2



6-Draht gedreht


Steinextraktionskörbchen – 6 geflochtene Drähte

Arbeitslänge 200 cm

Artikel-Nr.	Körbchen-Form	Außen-durchmesser Tubus (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)	Körbchen-Öffnungsweite (mm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E162225	6-Draht gedreht	2,35	50	~ 25	2,8
E162226	6-Draht gedreht	2,35	60	~ 30	2,8



Steinextraktionskörbchen – Einmalgebrauch



6-Draht
gedreht

Steinextraktionskörbchen – 6 monofile Drähte

Arbeitslänge 200 cm

Artikel-Nr.	Körbchen- Form	Außen- durchmesser Tubus (mm)	Körbchenlänge gestreckt (mm)	Körbchen- Öffnungsweite (mm)	Min. Durch- messer Arbeitskanal (mm)
E152225	6-Draht gedreht	2,35	50	~ 25	2,8





LL-0387.DE.V3-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de