

# ERCP-Katheter

Einmalgebrauch



**Kompatibel mit Führungsdrähten .035"**

**Farbmarkierungen**

**Versionen mit Metallspitzen**

# ERCP-Katheter – Einmalgebrauch



## ERCP-Katheter – mit Luer-Lock Stylet

Mit Farbmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035"



Artikel-Nr.	Spitzenform	Außendurchmesser Katheter (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E4318	Standard	1,8	200	2,0
E4418	Verjüngt	1,8	200	2,0



## ERCP-Katheter – mit Standard Stylet

Mit Farbmarkierungen; kompatibel mit Führungsdraht .035"



Artikel-Nr.	Spitzenform	Außendurchmesser Katheter (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E4318-GW	Standard	1,8	200	2,0
E4418-GW	Verjüngt	1,8	200	2,0
E4518-GW	Konische Metallspitze	1,8	200	2,0
E4618-GW	Verjüngte Metallspitze	1,8	200	2,0
E4818-GW	Flaschenförmige Metallspitze	1,8	200	2,0



# ERCP-Katheter – Einmalgebrauch



Verjüngte Spitze



Konische Metallspitze



Runde Metallspitze



Flaschenförmige Metallspitze



## ERCP-Katheter – mit Luer-Lock Stylet

Kontrastmittelgabe bei liegendem Führungsdraht; mit Farbmarkierungen; 3 Zugangsports; kompatibel mit Führungsdraht .035"

Artikel-Nr.	Spitzenform	Außendurchmesser Katheter prox/dist (mm)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
E4422-18FD	Verjüngt	2,45 / 1,8	200	2,8
E4522-18FD	Konische Metallspitze	2,45 / 1,8	200	2,8
E4722-18FD	Runde Metallspitze	2,45 / 1,8	200	2,8
E4822-18FD	Flaschenförmige Metallspitze	2,45 / 1,8	200	2,8



## Führungskatheter „Bi-Track“

Doppellumiger Führungskatheter zur zeitgleichen Platzierung zweier Führungsdrähte in den linken und rechten hepatischen Gallengang

Artikel-Nr.	Außendurchmesser (French)	Passend für Führungsdraht (inch)	Länge (cm)
E200-BTR	8,5	2 x .035"	190



LL-0391.DE.V2-0523



**ENDO-FLEX GmbH**

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)