

Ballonkatheter zur Steinextraktion

Einmalgebrauch



3-Stufen Ballonkatheter zur Steinextraktion

Flexible Durchmesser-Auswahl von 9–16 mm
in einem Ballon

Multi-Stage-Ballonkatheter – Einmalgebrauch



3-Stufen Ballonkatheter – Latex

Kompatibel mit Führungsdraht .035", inklusive 3 Spritzen für maximales Füllvolumen

Artikel-Nr.	Lumen	Außendurchmesser Katheter (French)	Ballondurchmesser entleert (mm)	Ballondurchmesser befüllt (mm)	Volumen Luft (ml)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
134010PRO	2-lumig	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8
134030PRO	3-lumig	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8



3-Stufen Ballonkatheter – latexfrei

Kompatibel mit Führungsdraht .035", inklusive 3 Spritzen für maximales Füllvolumen

Artikel-Nr.	Lumen	Außendurchmesser Katheter (French)	Ballondurchmesser entleert (mm)	Ballondurchmesser befüllt (mm)	Volumen Luft (ml)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
N135010PRO	2-lumig	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8
N135030PRO	3-lumig	7	2,6	9-13-16	1,5-2,5-5,0	200	2,8



Single-Stage-Ballonkatheter – Einmalgebrauch



1-Stufen Ballonkatheter – 2-lumig, Latex

Inklusive Spritze für maximales Füllvolumen

Artikel-Nr.	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)	Außendurchmesser Katheter (French)	Ballondurchmesser entleert (mm)	Ballondurchmesser befüllt (mm)	Volumen Luft (ml)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
134000	.025	5	1,9	9	1,5	200	2,4
134005	.025	5	1,9	12	2,5	200	2,4
134010	.035	7	2,6	14	2,5	200	2,8
134011	.035	5–7	1,9	14	2,5	200	2,8
134020	.035	7	2,6	18	5,0	200	2,8



Single-Stage-Ballonkatheter – Einmalgebrauch



1-Stufen Ballonkatheter – 3-lumig, Latex

Inklusive Spritze für maximales Füllvolumen

Artikel-Nr.	Kompatibel mit Führungsdraht (inch)	Außendurchmesser Katheter (French)	Ballondurchmesser entleert (mm)	Ballondurchmesser befüllt (mm)	Volumen Luft (ml)	Arbeitslänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
134030	.035	7	2,6	16	5,0	200	2,8
134031	.035	7	2,6	14	4,0	200	2,8
134032	.035	7	2,6	12	2,4	200	2,8
134033	.035	7	2,6	9	1,7	200	2,8



LL-0392.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de