

Ösophagus-Bougies

Einmalgebrauch



Transparent mit 2 distalen Röntgenmarkierungen

Präzise Positionskontrolle unter Röntgensicht

Verwendbar mit Führungsdraht .035“

Vereinfachte Platzierung in die Grundposition

Atraumatische Spitze

Vermeidung von Schleimhaut-Verletzungen

Längenmarkiert bis - 50 cm

Maßgenau kontrollierte Dilatation der Stenose

Ösophagus-Bougies – Einmalgebrauch



Ösophagus-Bougie

Gesamtlänge 70–75 cm; 2 distale Röntgenmarkierungen; Längenmarkierung bis -50 cm;
kompatibel mit Führungsdrähten .035"

Artikel-Nr.	Durchmesser Bougie (mm/French)	Länge Bougie (cm)
E310080-05A	5/15	70
E310080-06A	6/18	70
E310080-07A	7/21	70
E310080-08A	8/24	70
E310080-09A	9/27	70
E310080-10A	10/30	70
E310080-11A	11/33	70
E310080-12A	12/36	70
E310080-13A	13/39	75
E310080-14A	14/42	75
E310080-15A	15/45	75
E310080-16A	16/48	75
E310080-17A	17/51	75
E310080-18A	18/54	75
E310080-19A	19/57	75
E310080-20A	20/60	75

LL-0396.DE.V3-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
Email: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de