

# Sonstiges endoskopisches Zubehör



Beißringe

Reinigungsbürsten

Biopsieventile

Ventil-Sets

Spülsysteme

Absaug- und Spülkatheter

# Beißringe – Einmalgebrauch



## Beißring Komfort – Latexfrei

Für Erwachsene; selbsthaltend; unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passage (mm)	Verpackung
PN-600-04	Silikonbeschichtet, Textilband	20 x 27	2 Spenderboxen á 100 Stück



## Beißring – Latexfrei

Für Erwachsene; selbsthaltend; unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passage (mm)
600005	Zungenandruckplatte, Gummiband	17,8 x 21,9



## Beißring für Kinder – Latexfrei

Selbsthaltend; unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passage (mm)
600006	Orange, Gummiband	16 x 20



# Beißringe – Einmalgebrauch



## Beißring für Zahnersatz – Latexfrei

Für Erwachsene; selbsthaltend; unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passage (mm)	Verpackung
600010	Gummiband	20 x 27	2 Spenderboxen á 100 Stück




## Beißring ECO – Latexfrei

Für Erwachsene; selbsthaltend; unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Passage (mm)	Verpackung
600020	Textilband	20,4 x 24,5	2 Spenderboxen á 100 Stück



# Reinigungsbürsten – Einmalgebrauch



## Reinigungsbürstenset für Endoskope

Doppelseitige Arbeitskanal- und Ventilbürste; unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser Bürste (mm)	Länge Bürste (mm)	Gesamt-länge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
NEBS41221-C-SET01	<b>Bürste 1:</b> doppelseitige Arbeitskanalbürste	7 / 7	20 / 20	180	2,0 – 3,3
	<b>Bürste 2:</b> doppelseitige Ventilbürste	5 / 12	20 / 40	16,5	> 2,0
NEBS41221-G-SET01	<b>Bürste 1:</b> doppelseitige Arbeitskanalbürste	7 / 7	20 / 20	230	2,0 – 3,3
	<b>Bürste 2:</b> doppelseitige Ventilbürste	5 / 12	20 / 40	16,5	> 2,0



## Ventil Reinigungsbürste

Doppelseitig; unsteril



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser Bürste (mm)	Länge Bürste (mm)	Gesamt-länge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
ZB0050	doppelseitige Ventilbürste	5 / 12	20 / 40	16,5	> 2,0



# Reinigungsbürsten – Einmalgebrauch



## Reinigungsbürste

Doppelseitig; unsteril

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser Bürste (mm)	Länge Bürste (mm)	Gesamtlänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
EBS41181-A	doppelseitig	5 / 5	20 / 20	120	2,0 – 2,4
EBS41221-C	doppelseitig	5 / 5	20 / 20	180	2,4 – 3,3
EBS41221-G	doppelseitig	5 / 5	20 / 20	230	2,4 – 3,3



## Reinigungsbürste

Doppelseitig; unsteril

Artikel-Nr.	Durchmesser Bürste (mm)	Länge Bürste (mm)	Gesamtlänge (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)	Farbe
NEBS41221-C	5 / 5	20 / 20	180	2,4 – 3,3	Gelb
NEBS41221-G	5 / 5	20 / 20	230	2,4 – 3,3	Grün
NEBS41221-M	5 / 5	20 / 20	280	2,4 – 3,3	Violett



# Biopsieventile – Einmalgebrauch



## Biopsieventil – Standard

Einzeln verpackt in Spenderbox

Artikel-Nr.	Geeignet für Endoskope von	Farbe
ZB0100	OLYMPUS / FUJIFILM	Blau
ZB0120	PENTAX	Rot



## Biopsieventil – ECO

Einzeln verpackt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Farbcode
40060023	NeoValve - Biopsieventil für <b>OLYMPUS</b> Endoskope	blau
40060024	NeoValve - Biopsieventil für <b>FUJIFILM</b> Endoskope	gelb
40060025	NeoValve - Biopsieventil für <b>PENTAX</b> Endoskope	rot



# Biopsieventile – Einmalgebrauch



## Reinigungs-Ventile

Einzeln verpackt in Spenderbox

Artikel-Nr.	Beschreibung
40060041	Reinigungs-Ventil für Luft-/Wasser-Kanal für <b>OLYMPUS</b> Endoskope
40060073	Reinigungs-Ventil für Luft-/Wasser-Kanal für <b>FUJIFILM</b> 700 Serie Endoskope



# Ventil-Sets



## Ventil-Sets



### NeoPiston Ventil-Sets zur Endoskop-Hygiene

- Steril und vorkonfektioniert als 3er, 4er und 5er-Sets.

Artikel-Nr.	Beschreibung
40060012	NeoPiston – 3er-Ventil-Set für <b>OLYMPUS</b> Endoskope: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil
40060043	NeoPiston – 4er-Ventil-Set für <b>OLYMPUS</b> Endoskope: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil, Reinigungs-Ventil
40060091	NeoPiston – 4er-Ventil-Set für <b>OLYMPUS</b> Endoskope: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil, Kunststoff-Jet-Kanal-Adapter
40060092	NeoPiston – 5er-Ventil-Set für <b>OLYMPUS</b> Endoskope: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil, Kunststoff-Jet-Kanal-Adapter, Reinigungs-Ventil
40060067	NeoPiston – 3er-Ventil-Set für <b>PENTAX</b> Endoskope: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil
40060094	NeoPiston – 4er-Ventil-Set für <b>PENTAX</b> Endoskope 90I: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil, Kunststoff-Jet-Kanal-Adapter
40060064	NeoPiston – 3er-Ventil-Set <b>FUJIFILM</b> Endoskope 500/600 Serie: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil
40060050	NeoPiston – 3er-Ventil-Set <b>FUJIFILM</b> Endoskope ab 700 Serie: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil
40060070	NeoPiston – 4er-Ventil-Set <b>FUJIFILM</b> Endoskope ab 700 Serie: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil, Reinigungs-Ventil
40060077	NeoPiston – 4er-Ventil-Set <b>FUJIFILM</b> Endoskope ab 700 Serie: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil, Jet-Kanal-Adapter
40060076	NeoPiston – 5er-Ventil-Set <b>FUJIFILM</b> Endoskope ab 700 Serie: Biopsie-Ventil, Luft-/Wasser-Ventil, Absaug-Ventil, Jet-Kanal-Adapter, Reinigungs-Ventil



# Ventil-Sets

## NeoPiston Ventil-Set-Komponenten

	Biopsie-Ventil	Luft/Wasser-Ventil	Absaug-Ventil	Jet-Kanal-Adapter (NeoAdapter)	Reinigungs-Ventil
OLYMPUS					
FUJIFILM					
PENTAX					

# Spülsysteme

## Spülsysteme

### Spülsysteme zur Endoskop-Hygiene

- Verschiedene Ausführung für unterschiedliche Anwendungen und Endoskop-Typen.



Artikel-Nr.	Verkaufseinheiten	Beschreibung	Farb-Code
40120100	100	Adapter für NeoClean CO <sub>2</sub> -Schlauch <b>OLYMPUS</b>	keine
40120025	50	Adapter für NeoClean CO <sub>2</sub> -Schlauch <b>FUJIFILM</b>	keine
40120040	10	CO <sub>2</sub> -Schlauch mit Filter für <b>OLYMPUS</b> Endoskope	keine
40120078	10	CO <sub>2</sub> -Schlauch mit Filter für <b>FUJIFILM</b> Endoskope 500/600 Serie	keine
40120024	100	NeoAdapter - Jet-Kanal-Adapter, Kunststoff, für <b>OLYMPUS</b> Endoskope	blau ●
40120124	100	NeoAdapter – Jet-Kanal-Adapter, Kunststoff, für <b>PENTAX</b> zur Ein-Patienten-Nutzung	rot ●
40120022	100	NeoAdapter – Jet Kanal Anschluß für <b>FUJIFILM</b> 500/600/700 Serie Endoskope	grün ●
41201	10	NeoClean Cap – Optikspülsystem mit CO <sub>2</sub> -Schlauchsystem für <b>OLYMPUS</b> Endoskope	blau ●
40120028	15	NeoClean Cap – Optikspülsystem mit CO <sub>2</sub> -Schlauchsystem in 1,1 m Länge für <b>OLYMPUS</b> Endoskope	blau ●
40120033	10	NeoClean Cap – Optikspülsystem für <b>PENTAX</b> Endoskope 90I Serie und höher	rot ●
41202	10	NeoClean Cap – Optikspülsystem mit CO <sub>2</sub> -Schlauchsystem für <b>FUJIFILM</b> Endoskope 500/600 Serie	grün ●
40120029	15	NeoClean Cap – Optikspülsystem mit CO <sub>2</sub> -Schlauchsystem in 1,1 m Länge für <b>FUJIFILM</b> Endoskope 500/600 Serie	grün ●
40120110	15	NeoClean Cap BI – Einweg-Optikspülsystem für <b>FUJIFILM</b> 500/600/700 Serie Endoskope mit 1,1 m CO <sub>2</sub> Anschluss	grün ●
40120053	10	NeoClean Cap – Einweg-Optikspülsystem für <b>FUJIFILM</b> 700 Serie Endoskope mit CO <sub>2</sub> -Anschluß	grün ●
40120054	15	NeoClean Cap – Einweg-Optikspülsystem für <b>FUJIFILM</b> 700 Serie Endoskope mit 1,1 m CO <sub>2</sub> -Anschluß	grün ●
40120080	10	NeoClean Hybrid – Wasserflaschenadapter mit CO <sub>2</sub> -Anschluß für <b>OLYMPUS</b> Endoskope	blau ●
40120081	10	NeoClean Hybrid – Wasserflaschenadapter mit CO <sub>2</sub> -Anschluß für <b>PENTAX</b> 90I Endoskope	rot ●
41205	15	NeoClean Tube – Spülschlauch-Set für GI Endoskopie	keine
40120050	50	Saugkanal-Reinigungsschlauch für <b>OLYMPUS</b> Endoskope	blau ●

# Absaug- und Spülkatheter – Einmalgebrauch



Standard-Spitze



Metall-Spitze

## Absaug- und Spülkatheter

Mit Luer-Lock-Konnektor

Artikel-Nr.	Spitze	Außendurchmesser Katheter (mm)	Länge Katheter (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)	Farbe des Konnektors
136108	Standard	1,8	120	2,0	Violett
136202	Standard	2,3	120	2,8	Grün
136108M	Metall	1,8	120	2,0	Violett
136222-230	Standard	2,3	230	2,8	Grün



Standard-Spitze

## Absaug- und Spülkatheter

Mit Luer-Lock-Konnektor; röntgendichter Tubus

Artikel-Nr.	Spitze	Außendurchmesser Katheter (mm)	Länge Katheter (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)	Farbe des Konnektors
E136202R	Standard	2,3	120	2,8	Grün



Perforierte Spitze

## Absaug- und Spülkatheter

Mit Luer-Lock-Konnektor; distal perforiert

Artikel-Nr.	Spitze	Außendurchmesser Katheter (mm)	Länge Katheter (cm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)	Farbe des Konnektors
XX98000008006	Standard	2,8	107,5	2,3	Grün





LL-0429.DE.V2-0523



**ENDO-FLEX GmbH**

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany  
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11  
E-Mail: [vertrieb@endo-flex.de](mailto:vertrieb@endo-flex.de) • [www.endo-flex.de](http://www.endo-flex.de)

