

Ballon-Dilatatoren

Einmalgebrauch



Führungsdraht-kompatible Versionen

Genauere und zeitsparende Ballonpositionierung

Röntgendichte Metall-Markierungen

Präzise Positionskontrolle unter Röntgensicht

Gleichmäßiger Durchmesser bei maximaler Radialkraft über die gesamte Ballonlänge

Kontrollierte und sichere Dilatation der Stenose

Ballon-Dilatatoren – Einmalgebrauch



Biliärer Ballon-Dilatator

Katheterlänge 200 cm; röntgendichte Markierungen; kompatibel mit Führungsdrähten .035

Artikel-Nr.	Ballon-durchmesser (mm)	Ballonlänge (mm)	Katheter-Außendurchmesser (French)	Max. Druck (psi/atm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
3410420	4	20	7	115/8	2,8
3410620	6	20	7	115/8	2,8
3410830	8	30	7	115/8	2,8
3411030	10	30	7	70/5	2,8
3411230	12	30	7	70/5	2,8



Achalasia Ballon-Dilatator

Katheterlänge 100 cm; kompatibel mit Führungsdrähten .035"

Artikel-Nr.	Ballon-durchmesser (mm)	Ballonlänge (mm)	Katheter-Außendurchmesser (French)	Max. Druck (psi/atm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
3413080	30	80	14	25/1.8	n. a.
3413580	35	80	14	25/1.8	n. a.
3414080	40	80	14	25/1.8	n. a.

Inflations-/Deflations-System



Inflations-/Deflations-System

Füllmedium: Wasser

Artikel-Nr.	Beschreibung
EF-FXB-70-20	<ul style="list-style-type: none">• Füllvolumen 70 ml, inkl. Manometer 0–20 atm• automatisches Verriegelungssystem ermöglicht komfortable Bedienung• drehbarer Luer-Lock-Anschluss• transparenter Zylinder zur einfachen Erkennung und Entfernung von Luftblasen• Anzeigeblatt fluoreszierend, gute Sichtbarkeit



LL-0389.DE.V2-0523



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de