

3-Stufen- Ballon-Dilatatoren

Einmalgebrauch



3-Stufen-Dilatationskonzept

Ein Ballon für das stufenweise Erreichen von drei unterschiedlichen Ballondurchmessern

Zeitsparende Inflation und Deflation

Röntgenmarkierungen

Präzise Positionskontrolle unter Röntgensicht

3-Stufen-Ballon-Dilatatoren – Einmalgebrauch



Ösophagus-Ballon-Dilatator

Vorgeladener hydrophiler Führungsdraht .035"; Röntgenmarkierungen; 3 Ballondurchmesser; Katheterlänge 230 cm

Katalog-Nr.	Ballon- durchmesser (mm)	Ballonlänge (mm)	Katheter- Außendurch- messer (French)	Max. Druck (psi/atm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
34106PRO	6-7-8	55	7	145/10	2,8
34108PRO	8-9-10	55	7	130/9	2,8
34110PRO	10-11-12	55	7	115/8	2,8
34112PRO	12-13.5-15	55	7	115/8	2,8
34115PRO	15-16.5-18	55	7	100/7	2,8
34118PRO	18-19-20	55	7	145/10	2,8




Biliärer Ballon-Dilatator

Vorgeladener hydrophiler Führungsdraht .035"; Röntgenmarkierungen; 3 Ballondurchmesser; Katheterlänge 200 cm

Katalog-Nr.	Ballon- durchmesser (mm)	Ballonlänge (mm)	Katheter- Außendurch- messer (French)	Max. Druck (psi/atm)	Min. Durchmesser Arbeitskanal (mm)
3410630PRO	6-7-8	30	7	145/10	2,8
3410830PRO	8-9-10	30	7	130/9	2,8
3411030PRO	10-11-12	30	7	115/8	2,8
3411230PRO	12-13.5-15	30	7	115/8	2,8

Inflations-Deflations-System



Inflations-Deflations-System

Füllmedium: Wasser

Katalog-Nr.	Beschreibung
FXB-70-20	<ul style="list-style-type: none">• Füllvolumen 70 ml, inkl. Manometer 0–20 atm• automatisches Verriegelungssystem ermöglicht komfortable Bedienung• drehbarer Luer-Lock-Anschluss• transparenter Zylinder zur einfachen Erkennung und Entfernung von Luftblasen



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de