



SonoTip® EBUS Pentax

Für jede Situation
die richtige Nadel



Wenn das Ergebnis zählt:

- Komplettes EBUS Pentax Portfolio für alle Bedürfnisse
- Gewinnung hochwertiger Gewebeproben und Biopsate
- Bessere Sichtbarkeit zur Unterstützung der Punktionsgenauigkeit
- **Die Erweiterung unseres EBUS Pro Portfolios** um die neue **GUS-41-18-022 Edelnadel**



SonoTip® EBUS Pro & EBUS ProFlex

Facettenschliff / Hinterschliff TBNA

Für eine möglichst atraumatische Punktion mit geringem Widerstand und großer Nadelöffnung für eine optimale Materialaufnahme

Verlässliche Edelnadel

Bewährte Nadel mit anerkanntem Punktionsverhalten

100 % Nitinolnadel

Nitinol-Formgedächtnis (Shape Memory Effect) zur Vermeidung von Nadelverformungen



FNA

Katalog-Nr.	Beschreibung	Nadelmaterial	Nadel-durchmesser (Gauge/mm)	Punktions-tiefe Nadel (cm)	Außen-durchmesser (cm)
GUS-41-18-022	SonoTip® EBUS Pro: EBUS-geführtes TBNA System mit Twist-Lock-Technologie	Edelstahl	22/0,7	0–4	1,8
GUS-42-18-022	SonoTip® EBUS ProFlex: EBUS-geführtes TBNA System mit Twist-Lock-Technologie	Nitinol	22/0,7	0–4	1,8

SonoTip® TopGain EBUS

3-Punkt-Kronenschliff TBNB

Primär geeignet zur Entnahme von zusammenhängendem Gewebe für die histologische Beurteilung

Maximierung der Gewebegewinnung

Zur Gewinnung hochwertiger Proben für primäre Diagnose und Staging von (potenziell) malignen Erkrankungen

100 % Nitinolnadel


Nitinol-Formgedächtnis (Shape Memory Effect) zur Vermeidung von Nadelverformungen



FNB

Katalog-Nr.	Beschreibung	Nadelmaterial	Nadel-durchmesser (Gauge/mm)	Punktions-tiefe Nadel (cm)	Außen-durchmesser (cm)
GUB-42-18-022	SonoTip® TopGain EBUS: EBUS-geführtes TBNB System mit Twist-Lock-Technologie	Nitinol	22/0,7	0–4	1,8

Twist-Lock-Technologie




- Zur benutzerfreundlichen **Einhand-Gerätesteuerung**
- **Schraubenloses** Ver- und Entriegeln mit dem **Twist-Lock-Ring**
- **Angezeigte** Verriegelungs- und Entriegelungsposition für eine sichere Handhabung

SonoTip® EBUS Pentax

Für jede Situation die richtige Nadel

- Spezifisches EBUS FNA- und FNB-Nadelsortiment für die Anwendung mit **Pentax**-Bronchoskopen
- Für das Aspirieren und Biopsieren aller Lymphknotenstationen (N1, N2, N3)
- Nitinolnadeln verbiegen nicht auch bei besonders starken Bronchoskopangulationen



Besuchen Sie uns auf unserer Webseite:
www.mediglobe-endoflex.de



Medi-Globe GmbH
auf **LinkedIn**



SonoTip® EBUS Pentax
auf **Youtube**

Medi-Globe GmbH

Medi-Globe-Straße 1–5 • D-83101 Rohrdorf OT Achenmühle
Tel.: +49 (0) 8032 973-379 • Fax: +49 (0) 8032 973-392
Email: sales@medi-globe.de • www.mediglobe.de