

Führungsdrähte

Einmalgebrauch



Teflon-ummantelter Nitinol-Draht

Knickstabil

Flexible, hydrophile Spitze

Hohe Gleitfähigkeit auch bei schwierigen
Gallengang- und Pankreasstrikturen

Röntgenkontrastfähige Spitze für verbesserte Sichtbarkeit

Zur radiologischen Führungsdrahtsteuerung

Führungsdrähte – Einmalgebrauch



Hi-Flex Nitinol-Führungsdraht – gerade Spitze

5 cm hydrophile Spitze

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge Flexible Spitze (cm)	Farbe
21925450	hochflexible gerade Spitze	.025/0,64	450	5	violett/gelb
21935450	hochflexible gerade Spitze	.035/0,89	450	5	violett/weiß



Hi-Flex Nitinol-Führungsdraht – gebogene Spitze

5 cm hydrophile Spitze

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge Flexible Spitze (cm)	Farbe
21825450	hochflexible gebogene Spitze	.025/0,64	450	5	violett/gelb
21835450	hochflexible gebogene Spitze	.035/0,89	450	5	violett/weiß



Führungsdrähte – Einmalgebrauch

Smart Guide Nitinol-Führungsdraht

5 cm hydrophile Spitze

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge Flexible Spitze (cm)	Farbe
21635450	flexible Standard-Spitze	.035 / 0,89	450	5	violett / weiß

Edelstahl-Führungsdraht

Teflon-ummantelt

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge Flexible Spitze (cm)	Farbe
21025400	flexible Spitze	.025 / 0,64	400	30	grün
21035300	flexible Spitze	.035 / 0,89	300	30	grün
21035400	flexible Spitze	.035 / 0,89	400	30	grün
21052400	flexible Spitze	.052 / 1,32	400	30	grün
21052400	flexible Spitze	.052 / 1,32	400	30	grün

Führungsdrähte – Einmalgebrauch

TERUMO® RADIOFOCUS® Führungsdraht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge Flexible Spitze (cm)	Farbe
NV-GS35403M	gerade flexible Spitze	.035/0,89	400	3	schwarz
RF-GS25263M	gerade flexible Spitze	.025/0,64	260	3	schwarz
RF-GS35263M	gerade flexible Spitze	.035/0,89	260	3	schwarz



TERUMO® RADIOFOCUS® Führungsdraht

Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser (inch/mm)	Länge (cm)	Länge Flexible Spitze (cm)	Farbe
NV-GA35403M	gebogene flexible Spitze	.035/0,89	400	3	schwarz
RF-GA25263M	gebogene flexible Spitze	.025/0,64	260	3	schwarz
RF-GA32263M	gebogene flexible Spitze	.032/0,81	260	3	schwarz
RF-GA35263M	gebogene flexible Spitze	.035/0,89	260	3	schwarz



ENDO-FLEX GmbH

Alte Hünxer Str. 115 • 46562 Voerde • Germany
Tel.: +49 281 94400-0 • Fax: +49 281 94400-11
E-Mail: vertrieb@endo-flex.de • www.endo-flex.de